МОДУС
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНН 6672194069
КПП 668501001
р/с: 40702810600000068391
БАНК ГПБ (АО)
к/с: 30101810200000000823
БИК 044525823

ЗАО «МОДУС»
620130, г. Екатеринбург
ул. Степана Разина, 128
+7 (343) 317-47-20 (21,22,23)
e-mail: zaomodus@ya.ru
сайт: zaomodus.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на аппараты JetPeel (Израиль)



Аппарат JetPeel (производства TavTech Ltd/Тавтек, Израиль) более 18 лет поставляется на российский рынок для салонов красоты, СПА, клиник косметологии и пластической хирургии;

TavTech – производитель медицинской техники самых высоких стандартов качества.

На оборудование оформлено Регистрационное удостоверение МЗ РФ и Декларация соответствия.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 16 марта 2011 года № ФСЗ 2011/09308

На медицинское изделие
Аппарат для дерматологии и косметологии JetPeel с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"ТафТек Лтд.", Израиль,
TavTech Ltd., Top Rasco Building, 40 Haatzmaut St. P.O.B. 1167, Yehud, 56000, Israel

Производитель
"ТафТек Лтд.", Израиль,
TavTech Ltd., Top Rasco Building, 40 Haatzmaut St. P.O.B. 1167, Yehud, 56000, Israel

Место производства медицинского изделия
TavTech Ltd., Top Rasco Building, 40 Haatzmaut St. P.O.B. 1167, Yehud, 56000, Israel

Номер регистрационного досье № 7/6946 от 27.12.2010

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**


Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 4400**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 16 марта 2011 года № 1264-Пр/11
приказом от 30 декабря 2016 года № 15482 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков

0028889



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Индивидуальный предприниматель Антонов Мерген Львович
(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Зарегистрирован(а) УФНС №46 г.Москвы, дата регистрации 11.10.2018 г. ОГРНИП: 318774600552991
(сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 129164, Россия, Москва г, Маломосковская ул, дом 21, корпус 3, квартира 105, телефон: +79268994992, почта: egor@jetpeel.club
(адрес, телефон, факс)

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которого оформляется декларация)

заявляет, что Аппараты для дерматологии и косметологии торговая марка JetPeel, модели JetPeel-3, Jet-M в комплекте с принадлежностями: педаль от 1-3шт, соединительные газовые трубки от 1-10шт, насадки от 1-15шт, шнур питания - 1шт. Код ОКП 94 4400
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 26.60.13.130, Код ТН ВЭД 9018908409
(сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКПД)

Изготовитель: «TavTech LTD». Адрес: Top Rasco Building, 40 Haatzmaut St. P.O.B. 1167 Yehud, Israel 5630417, Израиль
(наименование изготовителя, страны и адрес)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждается данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: сертификата соответствия системы менеджмента качества № BREES.MS001.04826 от 29.11.2018г., до 29.11.2021г., ОС "ЭКОСЕРТ", аттестат аккредитации BREES.MS.31186.04ЖНУ0.001 от 26.03.2015 года до 26.03.2019 года; регистрационный номер № ФСЗ 2011/09308 от 16 марта 2011 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 04.12.2018

Декларация о соответствии действительна до 03.12.2021

М.П. (подпись) М.Л. Антонов (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер: RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД Контроль"
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

Адрес: РОССИЯ, город Москва, ул. Суцёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU.Д-IL.АД37.В.03517/18, от 04.12.2018
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Сальникова Елена Александровна
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Как это работает?

JetPeel - прибор, реализующий способ бесконтактной струйной обработки кожи. Система состоит из основного блока – аппарата, насадки и ёмкости с жидкостью.

Главным звеном является насадка: Насадка, соединена с аппаратом и ёмкостью с жидкостью. В наконечнике насадки встроены сопло, разгоняющее воздух до сверхзвуковой скорости (1.8 Max) и, внутри сопла, полая игла, по которой движется жидкость. Со среза иглы капли, размерами до 40 мкм, подхватываются реактивной струёй воздуха и разгоняются до скорости 385 м/сек - формируется реактивный газожидкостный поток. Приближение насадки к поверхности кожи приводит к нарастанию статического давления реактивного потока, под влиянием которого кожа деформируется – образуется лунка.

Ряд событий происходит в месте воздействия:

- на дне лунки расстояния между клетками эпидермиса увеличивается, вплоть до разрыва связей между клетками;
- диаметры устья волосяного фолликула, выводных протоков потовых и сальных желёз расширяются равноудалённо от центра, струя воздуха с каплями проникает внутрь через расширенные поры и увеличенные межклеточные пространства или через поврежденный эпидермис внутрь кожи;
- давление воздуха и удары капель о поверхность кожи создают массаж;
- в ответ на местное охлаждение от струи формируется сосудистая реакция.

Среди широкого спектра применения системы JetPeel можно отметить:

- **Очищение кожи или раневой поверхности**

Поверхностное и глубокое очищение кожи обеспечивается особенностями струи - большой кинетической энергией и размерами капель. Выполняется путём параллельного обдува кожи потоком. Всё, что находится на поверхности кожи как будто «смывается» с неё. Таким же способом обрабатывается раневая поверхность.

- **Пилинг (поверхностный и глубокий)**

Разноуровневый пилинг с JetPeel - это механический способ отшелушивания при помощи струи. Струя бесконтактно, комфортно и/или безболезненно действует на эпидермис. Как результат пилинга - стимулируется активность клеток, сглаживаются морщины, уменьшаются рубцы, угри, улучшается тургор и эластичность кожи, улучшается её цвет. Механизм эксфолиации прост – при определённом положении насадки относительно кожи сила струи и капли (их размер и скорость) разрывают связи между клетками эпидермиса. Потоки в зоне воздействия «выдувают» их из лунки.

- **Массаж**

Лимфодренаж. Проминание кожи и направленное перемещение складки вдоль русла оттока обеспечивают дренаж.
Отёки. Сосудистая реакция, давление на кожу струи, волны вибраций эффективно уменьшают отёчную зону, гематому, лимфостаз любой плотности и глубины локализации.
Лифтинг. Проминание мягких тканей и волны вибраций, различные приёмы воздействия в нужных местах и направлениях позволяют добиваться подтяжки мягких тканей лица и тела.

- **Доставка жидкого лекарственного вещества в кожу.**

Не надо колоть кожу иглами! Доставка «мезотерапевтических» средств без укола и боли.
Давление, дисперсность капель и их скорость, события на коже при действии струи – это ключевые факторы, обеспечивающие проникновение жидкости в кожу при обработке JetPeel.
Преимуществом JetPeel при введении средства является то, что при барофорезе не используется укол иглой. В кожу без травмы доставляется вводимое вещество. Для барофореза нам не нужны какие-то специальные средства, JetPeel - образный «шприц» - чем мы его заполним, то и введём в кожу. Важно, чтобы вещество было жидким.

Показания

- старение кожи;
- рубцы;
- угри;
- розацея;
- себорейный дерматит;
- периоральный дерматит;
- гиперпигментация;
- диффузное облысение;
- хронические раны.

Модели аппаратов JetPeel

Модель	JetPeel-3V	JetPro
Внешний вид		
Розничная цена, руб.	**1 200 000**	**1 450 000**

Контакты

Васильцова Елена Леонидовна
Тел.: +7 (343) 317-47-20 (21, 22, 23)
Эл. почта: zaomodus@ya.ru
Сайт: zaomodus.ru