КАТАЛОГ
офтальмологических инструментов

CATALOGUE



CILITA Ltd. is pleased to present our latest catalogue of hand-held ophthalmic surgical instruments designed for all types of ophthalmic surgeries. Since 2004 CILITA Ltd. has been constantly proving our dedication to the highest quality standards at the same time offering the highest degree of the customer service. We sincerely appreciate your interest in CILITA® products and we hope to have an opportunity to serve you soon.

Компания «ЦИЛИТА» с огромным удовольствием представляет Вашему вниманию наш последний каталог ручного инструмента для всех типов офтальмологических операций. С 2004 года наша компания постоянно подтверждает свою приверженность высочайшим стандартам качества, одновременно предлагая непревзойденный уровень обслуживания клиентов. Мы искренне ценим Ваш интерес к продукции CILITA® и надеемся на крепкое сотрудничество.

CILITA

СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	ÍNDICE	
ПИНЦЕТЫ	FORCEPS	PINZAS	4
НОЖНИЦЫ	SCISSORS	TIJERAS	28
ЛЕЗВИЕДЕРЖАТЕЛИ	BLADE HOLDERS	MANGOS DE BISTURÍ	37
МАРКЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛИ	MARKERS AND MEASURERS	MARCADORES Y CALIBRADORES	38
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ СКАЛЬПЕЛИ	MICROSURGICAL KNIVES	CUCHILLETES MICROCIRÚRGICOS	41
КРЮЧКИ	HOOKS	GANCHOS	44
ФАКО-ЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ	PHACO-EMULSIFICATION	INSTRUMENTOS PARA FACO	48
ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ	NEEDLE HOLDERS	PORTAAGUJAS	55
ЗОНДЫ	PROBES	SONDAS	59
РЕТРАКТОРЫ	RETRACTORS	RETRACTORES	61
РАЗНОЕ	MISCELLANEOUS	MISCELÁNEA	62
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	VITREORETINAL PRODUCTS	PRODUCTOS VÍTREO-RETINIANOS	67
ШПАТЕЛИ	SPATULAS	ESPÁTULAS	73
ВЕКОРАСШИРИТЕЛИ	SPECULUMS	BLEFARÓSTATOS	79

CILITA

MICROSURGICAL FORCEPS | микрохирургические пинцеты

CAPSULORHEXIS FORCEPS 3,2 mm incision | пинцеты для капсулорексиса через разрез 3,2 мм





	Пинцет для капсулорексиса по Утрата	Utrata Capsulorhexis Forceps	Pinza para Capsulorexis Utrata
F-0300S	Прямые кончики 12 мм, с плоской ручкой, длина 82 мм, сталь	Straight Jaws 12 mm, Flat Handle, Overall Length 82 mm, Stainless steel	Hojas rectas de 12 mm, Mango plano, Longitud total 82 mm, Acero inoxidable



	Пинцет для капсулорексиса по Утрата, с плоской ручкой и прямыми концами	Utrata Capsulorhexis Forceps, Cystotome Tips, Straight Jaws, Flat Handle	Pinza para Capsulorexis Utrata, puntas con cistotomo, hojas rectas, Mango plano
			
F-0300T	Кончики 12 мм, общая длина 82 мм	Jaws 12 mm, Overall Length 82 mm	Hojas de 12 mm, Longitud total 82 mm
F-0301T	Кончики 12 мм, общая длина 106 мм	Jaws 12 mm, Overall Length 106 mm	Hojas de 12 mm, Longitud total 106 mm
			
F-0302T	Кончики 12 мм, общая длина 84 мм	Jaws 12 mm, Overall Length 84 mm	Hojas de 12 mm, Longitud total 84 mm
F-0304T	Кончики 14 мм, общая длина 84 мм	Jaws 14 mm, Overall Length 84 mm	Hojas de 14 mm, Longitud total 84 mm





	Пинцет для капсулорексиса по Утрата, с плоской ручкой, длина 105 мм	Utrata Capsulorhexis Forceps, Cystotome Tips, Flat Handle, Overall Length 105 mm	Pinza para Capsulorexis Utrata, puntas con cistotomo, Mango plano, Longitud total 105 mm
F-0321T	Изогнутые по радиусу концы 12 мм	Curved Jaws 12 mm	Hojas curvadas de 12 mm
F-03211T	Изогнутые по радиусу концы 12 мм с насечками 1 мм	Curved Jaws 12 mm with laser markings 1 mm	Hojas curvadas de 12 mm con 1 mm marcas grabadas a láser

CILITA





Пинцет для капсулорексиса по Утрата, с круглой ручкой, длина 110 мм	**Utrata Capsulorhexis Forceps, Cystotome Tips, Round Handle, Overall Length 110 mm, Titanium**	**Pinza para Capsulorexis Utrata, puntas con cistotomo, Mango redondo, Longitud total 110 mm, Titanio**	
Прямые концы 12 мм	Straight Jaws 12 mm	Hojas rectas de 12 mm	**F-0311T**
Прямые концы 12 мм с насечками 1 мм	Straight Jaws 12 mm with laser markings 1 mm	Hojas rectas de 12 mm con 1 mm marcas grabadas a láser	**F-03111T**





Пинцет для капсулорексиса по Утрата, с круглой ручкой, длина 110 мм	**Utrata Capsulorhexis Forceps, Cystotome Tips, Round Handle, Overall Length 110 mm, Titanium**	**Pinza para Capsulorexis Utrata, puntas con cistotomo, Mango redondo, Longitud total 110 mm, Titanio**	
Изогнутые по радиусу концы 12 мм	Curved Jaws 12 mm	Hojas curvadas de 12 mm	**F-0331T**
Изогнутые по радиусу концы 12 мм с насечками 1 мм	Curved Jaws 12 mm with laser markings 1 mm	Hojas curvadas de 12 mm con 1 mm marcas grabadas a láser	**F-03311T**





Пинцет для капсулорексиса трехшарнирный, кончики длиной 12 мм, общая длина 110 мм	**Capsulorhexis Forceps with three pivot mechanism, Jaws 12 mm, Overall Length 110 mm**	**Pinza para Capsulorhexis, con un mecanismo de 3 puntos de pivote, hojas de 12 mm, Longitud total 110 mm**	
Изогнутые по радиусу кончики	Curved Jaws	Hojas curvadas	**F-0382T**
Прямые кончики	Straight Jaws	Hojas rectas	**F-0383T**





Пинцет для капсулорексиса перекрестного действия	**Cross-Action Capsulorhexis Forceps**	**Pinza para Capsulorexis, Acción Cruzada**	
Изогнутые кончики 12 мм с насечками 1мм, длина 115 мм	Curved Jaws 12 mm with laser markings 1 mm, Overall Length 115 mm; Titanium	Hojas curvadas 12 mm con 1mm marcas grabadas a láser, Longitud total 115 mm, Titanio	**F-03931T**

CILITA

MICROSURGICAL FORCEPS | микрохирургические пинцеты

CAPSULORHEXIS FORCEPS 2,2 mm incision |
пинцеты для капсулорексиса через разрез 2,2 мм





	Пинцет для капсулорексиса трехшарнирный, кончики длиной 10 мм, общая длина 110 мм	Capsulorhexis Forceps with three pivot mechanism, Jaws 10 mm, Overall Length 110 mm	Pinza para Capsulorhexis, con un mecanismo de 3 puntos de pivote, hojas de 10 mm, Longitud total 110 mm
F-0384T	Изогнутые по радиусу кончики	Curved Jaws	Hojas curvadas
F-0385T	Прямые кончики	Straight Jaws	Hojas rectas





	Пинцет для капсулорексиса по Инамура, изогнутые концы, общая длина 115 мм, сталь	Capsulorhexis Forceps, Inamura Style, Curved Jaws, Overall Length 115 mm, Stainless Steel	Pinza para Capsulorhexis Inamura, Hojas curvadas, Longitud total 115 mm, Acero Inoxidable
F-0390S	Кончики 8 мм	Jaws 8 mm	Hojas 8 mm
F-0391S	Кончики 10 мм	Jaws 10 mm	Hojas 10 mm
F-0392S	Кончики 12 мм	Jaws 12 mm	Hojas 12 mm






	Пинцет для капсулорексиса по Инамура, изогнутые концы, общая длина 115 мм, титан	Capsulorhexis Forceps, Inamura Style, Curved Jaws, Overall Length 115 mm, Titanium	Pinza para Capsulorhexis Inamura, Hojas curvadas, Longitud total 115 mm, Titanio
F-0390T	Кончики 8 мм	Jaws 8 mm	Hojas 8 mm
F-0391T	Кончики 10 мм	Jaws 10 mm	Hojas 10 mm
F-0392T	Кончики 12 мм	Jaws 12 mm	Hojas 12 mm





Деликатный пинцет для капсулорексиса для разреза 2 мм	**Micro Capsulorhexis Forceps for 2 mm incision**	**Pinza para Capsulorexis, para incisión de 2 mm**	
Ультратонкие изогнутые по радиусу концы 11 мм, круглая ручка, общая длина 106 мм, сталь. Ширина раскрытия регулируется винтом	Extra Delicate Curved Jaws 11 mm, Round Handle, Overall Length 106 mm, Stainless Steel. Opening width adjustable by screw	Hojas curvadas extradelicadas 11 mm, Mango redondo, Longitud total 106 mm, Acero Inoxidable. Ancho de apertura fácilmente ajustable mediante un tornillo	**F-0312S**





Пинцет (наконечник) для капсулорексиса по Кершнеру (Kershner) через парацентез, совместим с ручкой V-003T	**Kershner Side-port Incision Capsulorhexis Forceps,** Tip only, Compatible with V-003T Handle	**Kershner Pinza para Capsulorexis,** Microincisión del Puerto Lateral, sólo el terminal, compatible con Mango V-003T	
Стандартные кончики 20 G	Standard Jaws 20 G	Puntas estándar de 20 G	**F-0371**
Стандартные кончики 23 G	Standard Jaws 23 G	Puntas estándar de 23 G	**F-03741**
Уменьшенные кончики 25 G	Delicate Jaws 25 G	Puntas delicadas de 25 G	**F-03741-25**





Пинцет (наконечник) для капсулорексиса по Файн-Икеда (Fine-Ikeda)	**Fine-Ikeda Side-port Incision Capsulorhexis Forceps**	**Pinza Capsulorexis Fine-Ikeda**	
Через парацентез, 23 G, совместим с ручкой V-003T	Tip Only, 23 G, Compatibility with V-003T Handle	Sólo el terminal, 23 G; Compatible con Mango V-003T	**F-03751**

CILITA

MICROSURGICAL FORCEPS | микрохирургические пинцеты

CORNEAL FORCEPS | роговичные пинцеты



F-050T



Пинцет роговичный «Колибри»	Colibri Corneal Forceps	Pinza Corneal Colibri
1x2 зубца 0.12 мм, платформа для завязывания узлов, длина 82 мм	0.12 mm, 1x2 Teeth, Titanium, Tying Platform, Overall Length 82 mm	Con dientes 1x2 de 0.12 mm, Titanio, Longitud total 82 mm




F-0501T



Пинцет роговичный «Колибри»	Colibri Corneal Forceps	Pinza Corneal Colibri
1x2 зубца 0.12 мм, платформа для завязывания узлов, длина 77 мм	0.12 mm, 1x2 Teeth, Titanium, Tying Platform, Overall Length 77 mm	Con dientes 1x2 de 0.12 mm, Titanio, Longitud total 77 mm



F-0502T



Пинцет роговичный «Колибри» по Хоскину	Hoskin Type Colibri Forceps	Pinza Colibri de Hoskin
Платформа с выемкой для завязывания узлов, длина 84 мм	Pierse Tips, Titanium, Tying Platform, Length 84 mm	Puntas de Pierse, Titanio, Longitud total 84 mm



F-0504T



Пинцет роговичный «Колибри» по Бонну	Colibri-Bonn Corneal Forceps	Pinza Corneal Colibri-Bonn
1x2 зубца 0.12 мм, платформа для завязывания узлов, длина 78 мм	0.12 mm, 1x2 Teeth, Titanium, Tying Platform, Overall Length 78 mm	Con dientes 1x2 de 0.12 mm, Titanio, Longitud total 78 mm




F-0505T



Пинцет роговичный «Колибри»	Micro Colibri Corneal Forceps	Pinza Corneal Micro Colibri
миниатюрный, 1x2 зубца 0.12 мм, платформа для завязывания узлов, длина 72 мм	0.12 mm, 1x2 Teeth, Curved, Titanium, Tying Platform, Overall Length 72 mm	Con dientes 1x2 de 0.12 mm, Titanio, Longitud total 72 mm





F-0506T

Пинцет склеральный	**Scleral Forceps**	**Pinza Escleral**
1x2 зубца 0,2 мм, платформа для завязывания узлов, длина 78 мм	0.2 mm, 1x2 Teeth, Titanium, Tying Platform, Overall Length 78 mm	Dientes 1x2 de 0.2 mm, Titanio, Longitud total 78 mm






F-0507T

Пинцет склеральный	**Scleral Forceps**	**Pinza Escleral**
1x2 зубца 0,3 мм, платформа для завязывания узлов, длина 78 мм	0.3 mm, 1x2 Teeth, Titanium, Tying Platform, Overall Length 78 mm	Dientes 1x2 de 0.3 mm, Titanio, Longitud total 78 mm





Пинцет роговичный, прямой, миниатюрный, платформа для завязывания узлов, длина 84 мм	**Corneal Forceps, Straight delicate jaws, Tying Platform, Overall Length 84 mm, Titanium**	**Pinza Corneal, Hojas rectas delicadas, con plataforma, Longitud total 84 mm, Titanio**	
1x2 зубца 0.12 мм	1x2 Teeth 0.12 mm	Dientes 1x2 de 0.12 mm	**F-0511T**
1x2 зубца 0.2 мм	1x2 Teeth 0.2 mm	Dientes 1x2 de 0.2 mm	**F-0512T**





F-053T

Пинцет роговичный, «Колибри»	**Colibri Corneal Forceps**	**Pinza Corneal Colibri**
1x2 зубца 0.12 мм, платформа для завязывания узлов, длина 115 мм	0.12 mm, 1x2 Teeth, Titanium, Tying Platform, Overall Length 115 mm	Dientes 1x2 de 0.12 mm, Titanio, Longitud total 115 mm

CILITA

MICROSURGICAL FORCEPS | микрохирургические пинцеты

CORNEAL FORCEPS | роговичные пинцеты



F-054T



Пинцет корнеосклеральный	Corneoscleral Forceps	Pinza Corneoescleral
1x2 зубца 0,12 мм, платформа для завязывания узлов, длина 110 мм	0.12 mm, 1x2 Teeth, Titanium, Tying Platform, Overall Length 110 mm	Dientes 1x2 de 0.12 mm, Titanio, Longitud total 110 mm



F-0551T



Пинцет роговичный прямой, по Бонн-Каталано	Straight Corneal Forceps Bonn-Catalano Type	Pinza Corneal Recta Bonn-Catalano
1x2 зубца 0.12 мм, платформа для завязывания узлов, длина 105 мм	Titanium, Tying Platform, 0.12 mm 1x2 Teeth, Length 105 mm	Titanio, dientes 1x2 de 0.12 mm, Longitud total 105 mm



F-0552T



Пинцет роговичный изогнутый	Curved Corneal Forceps	Pinza Corneal Curvada
1x2 зубца 0.12 мм, платформа для завязывания узлов, длина 105 мм	Titanium, 0.12 mm 1x2 Teeth; Tying Platform, Length 105 mm	Titanio, dientes 1x2 de 0.12 mm, Longitud total 105 mm



F-055T



Пинцет роговичный по Каталано	Catalano Corneal Forceps	Pinza Corneal Catalano
1x2 зубца 0.12 мм, платформа для завязывания узлов, длина 105 мм	1x2 Teeth, 0.12mm, Titanium; Tying Platform, Length 105 mm	Dientes 1x2 de 0.12 mm, Titanio; Longitud total 105 mm



F-056T



Пинцет роговичный по Каталано	Catalano Corneal Forceps	Pinza Corneal Catalano
1x2 зубца 0.3 мм, платформа для завязывания узлов, длина 105 мм	1x2 Teeth 0.3 mm, Tying Platform, Titanium, Length 105 mm	Dientes 1x2 de 0.3 mm, con plataforma, Titanio, Longitud total 105 mm





Пинцет роговичный по Каталано	**Catalano Corneal Forceps**	**Pinza Corneal Catalano**	
1x2 зубца 0.5 мм, платформа для завязывания узлов, длина 105 мм	1x2 Teeth, 0.5 mm, Titanium, Tying Platform, Length 105 mm	Dientes 1x2 de 0.5 mm, Titanio, con plataforma, Longitud total 105 mm	**F-057T**





Пинцет роговичный по Бонну, 1x2 зубца 0.12 мм, платформа для завязывания узлов, плоская ручка	**Bonn Corneal Forceps, 1x2 Teeth, 0.12 mm, Titanium; Tying Platform; Flat Handle**	**Pinza Corneal Bonn, dientes 1x2 de 0.12 mm, Titanio; con plataforma, Mango plano**	
Общая длина 110 мм	Overall Length 110 mm	Longitud total 110 mm	**F-0581T**
Общая длина 94 мм	Overall Length 94 mm	Longitud total 94 mm	**F-058T**
Общая длина 72 мм	Overall Length 72 mm	Longitud total 72 mm	**F-059T**






Пинцет для LASIK по Мендезу	**Mendez Multipurpose LASIK Forceps**	**Pinza para LASIK Mendez**	
Изогнутые бранши, шпателизированные кончики, общая длина 110 мм	Vaulted Jaws, Spatulated tips, Overall Length 110 mm	Hojas abovedadas, puntas espatuladas, Longitud Total 110 mm	**F-150T**





Пинцет для LASIK с круглыми кончиками	**LASIK Forceps with round tips**	**Pinza para LASIK**	
1,7 мм, общая длина 108 мм	1.7 mm tips, Overall Length 108 mm	Con puntas redondeadas 1.7 mm, Longitud total 108 mm	**F-151T**



F-152T



Пинцет для LASIK

С U-образными кончиками, общая длина 108 мм

LASIK Retreatment Forceps

U-shaped Tips, Overall Length 108 mm

Pinza de retratamiento para LASIK

Puntas en forma U, Longitud total 108 mm



F-153T



Пинцет для выделения лентикулы через дуговой разрез

Рабочая часть 14 мм изогнута по ребру, кончики с зубчатой насечкой 6 мм, длина 110 мм

Lenticule Extraction Forceps

Side angled jaws 14 mm, with 6 mm serrations, Overall Length 110 mm

Pinza para extracción del lentículo

Hojas de 14 mm anguladas hacia un lado y estriadas de 6 mm, Longitud total 110 mm



F-2019T



Пинцет для имплантации донорского эндотелия

Кончики 18 мм, общая длина 125 мм

Donor Lamella Inserting Forceps

18 mm Tips, Overall Length 125 mm

Pinza para insertar la lamela donante

Puntas de 18 mm, Longitud total 125 mm



F-034



Пинцет для имплантации эндотелиального лоскута (наконечник)

Совместим с ручкой V-003T

Donor Cornea Implantation Forceps

For «pull-through» technique, Compatible with V-003T Handle, tip only

Pinza para implantación de córnea donante

Sólo el terminal, compatible con Mango V-003T



F-03742



Пинцет для десцеметорексиса

23 G, кончики изогнуты вверх под углом 90˚, совместим с ручкой V-003T

Descemetorhexis Forceps

23 G, tips angled upwards at 90˚, Compatible with V-003T Handle

Pinza para Descemetorexis

23 G, puntas anguladas hacia arriba de 90˚, Compatible con Mango V-003T



F-2144T



Пинцет для имплантации интрастромальных роговичных сегментов

Изогнутый под углом, кончики с выемкой 0,3 мм, общая длина 85 мм


Forceps for ICRS Implants

Angled jaws, with 0.3 mm grooves, Overall Length 85 mm

Pinza para implantar segmentos de anillos corneales intraestromales (ICRS)

Hojas anguladas, con ranuras de 0.3 mm, Longitud total 85 mm





F-040T


Пинцет для ресниц по Цайглеру	**Ziegler Cilia Forceps**	**Pinza para Depilar Ziegler**
Гладкие бранши, закругленная платформа 4,5 мм, длина 91 мм	Slender 4.5 mm long rounded platform, Overall Length: 91 mm	Titanio, plataforma redondeada 4.5 mm, Longitud total 91 mm





F-043T

Пинцет для ресниц	**Cilia Forceps**	**Pinza para Depilar**
Широкий, гладкие бранши, платформа 1x3 мм, длина 85 мм	Platform 1x3 mm, Titanium, Overall Length 85 mm	Plataforma 1x3 mm, Titanio, Longitud total 85 mm



F-044T

Пинцет для ресниц	**Cilia Forceps**	**Pinza para Depilar**
Широкий, общая длина 72 мм	Overall Length 72 mm	Longitud total 72 mm





F-045T

Пинцет для ресниц	**Cilia Forceps**	**Pinza para Depilar**
Узкий, гладкие бранши, общая длина 72 мм	Smooth narrow jaws, Overall Length 72 mm, titanium	Hojas estrechas y suaves, Titanio; Longitud total 72 mm





F-047T

Пинцет для ресниц по Барракеру	**Barraquer Cilia Forceps**	**Pinza para Depilar Barraquer**
Плавно изогнутые платформы 6 мм, плоская ручка, общая длина 109 мм	Slightly curved 6 mm long platform; Overall length 109 mm, Titanium	Plataforma ligeramente curvada 6 mm, Longitud total 109 mm, Titanio

CILITA

MICROSURGICAL FORCEPS | микрохирургические пинцеты

UTILITY FORCEPS | пинцеты общего назначения



F-2302T



Пинцет для тканей по Бонакколто

Прямой, платформа длиной 15 мм с продольными насечками, длина 100 мм

Bonaccolto Utility Forceps

Straight, Longitudially Serrated Platform 15 mm, Titanium, Length 100 mm

Pinza Utilitaria Bonaccolto

Recta, Serración Longitudinal de 15 mm, Titanio, Longitud total 100 mm



F-141T



Пинцет для тканей по Нугент

Бранши длиной 10 мм изогнуты под углом с продольно-поперечными насечками, длина 107 мм

Nugent Utility Forceps

Angled, Criss-cross Serrated Jaws 10 mm, Overall Length 107 mm

Pinza Utilitaria Nugent

Hojas 10 mm con Serraciones cruzadas, Longitud Total 107 mm

MUSCLE FORCEPS | мышечные пинцеты



F-137T



Пинцет для верхней прямой мышцы по Траутману


Изогнутые под углом бранши, 1x2 зубцы 0.5 мм, длина 106 мм

Troutman Superior Rectus Forceps

Angled, 0.5 mm 1x2 Teeth, Titanium, Length 106 mm

Pinza Troutman para Músculo Recto Superior

Angulada, dientes 1x2 de 0.5 mm, Titanio, Longitud total 106 mm



F-138T



Пинцет для верхней прямой мышцы по Элшингу

Прямой, 1x2 зубцы 0.5 мм, длина 108 мм

Elsching Superior Rectus Forceps


Straight, 0.5 mm 1x2 Teeth, Titanium, Length 108 mm

Pinza Elsching para Músculo Recto Superior

Recta, dientes 1x2 de 0.5 mm, Titanio, Longitud total 108 mm

CILITA






Пинцет для конъюнктивы по Фехтнеру	**Fechtner Conjunctiva Forceps**	**Pinza de Conjuntiva Fechtner**	
Бранши в виде миниатюрных колец, длина 100 мм	Delicate Ring Jaws, Titanium, Length 100 mm	Hojas delicadas en forma de anillos, Titanio, Longitud total 100 mm	**F-2301T**


SUTURING FORCEPS | шовные пинцеты





Пинцет для наложения швов по Кастровьехо	**Castroviejo Suturing Forceps**	**Pinza para Sutura Castroviejo**	
1x2 зубца 0.12 мм, платформы для завязывания узлов 6 мм, длина 109 мм	0.12 mm 1x2 Teeth, 6 mm Tying Platform, Length 109 mm	Dientes 1x2 de 0.12 mm, plataforma de 6 mm, Longitud total 109 mm	**F-0600T**
1x2 зубца 0.3 мм, платформы для завязывания узлов 6 мм, длина 109 мм	0.3 mm 1x2 Teeth, 6mm Tying Platform, Length 109 mm	Dientes 1x2 de 0.3 mm, plataforma de 6 mm, Longitud total 109 mm	**F-0601T**
1x2 зубца 0.5 мм, платформы для завязывания узлов 6 мм, длина 109 мм	0.5 mm 1x2 Teeth, 6 mm Tying Platform, Length 109 mm	Dientes 1x2 de 0.5 mm, plataforma de 6 mm, Longitud total 109 mm	**F-0602T**
1x2 зубца 1.0 мм, платформы для завязывания узлов 6 мм, длина 109 мм	1.0 mm 1x2 Teeth, 6 mm Tying Platform, Length 109 mm	Dientes 1x2 de 1.0 mm, plataforma de 6 mm, Longitud total 109 mm	**F-0603T**







Пинцет для наложения швов по Кастровьехо	**Castroviejo Suturing Forceps**	**Pinza para Sutura Castroviejo**	
Изогнутый под углом, 1x2 зубца 0.12 мм, платформы для завязывания узлов 6 мм, длина 108 мм	Angled, 0.12 mm, 1x2 Teeth, 6 mm Tying Platform, Length 108 mm	Angulada, dientes 1x2 de 0.12 mm, plataforma de 6 mm, Longitud total 108 mm	**F-0605T**

MICROSURGICAL FORCEPS | микрохирургические пинцеты

SUTURING FORCEPS | шовные пинцеты






	Пинцет для наложения швов по Пофик, платформа для завязывания 6 мм, длина 87 мм, титан	Paufique Suturing Forceps, 6mm Tying Platform, Flat Handle; Length 87 mm, Titanium	Pinza para Sutura Paufique, plataforma de 6mm, Longitud total 87 mm, Titanio
F-0606T	1x2 зубца 0.5 мм	1x2 Teeth 0.5 mm	Dientes 1x2 de 0.5 mm
F-0608T	1x2 зубца 0.12 мм	1x2 Teeth 0.12 mm	Dientes 1x2 de 0.12 mm
F-0609T	Без зубцов	Without Teeth	Sin dientes





	Пинцет для наложения швов по Бишопу-Хармону, 1x2 зубца 0.3 мм, платформы для завязывания узлов 3 мм	Bishop-Harmon Suturing Forceps, 0.3 mm 1x2 Teeth, 3 mm Tying Platforms	Pinza para Suturas Bishop-Harmon, con dientes 1x2 de 0.3 mm, plataforma de 3 mm
F-0607T	Общая длина 86 мм	Overall length 86 mm	Longitud total 86 mm
F-0610T	Общая длина 109 мм	Overall length 109 mm	Longitud total 109 mm






	Пинцет для снятия швов, «Колибри»	Suture Removing Forceps	Pinza para retirar las suturas
F-0625T	1x1 зубец 0,5 мм, платформы 6 мм, длина 77 мм	0.5 mm 1x1 Teeth, 6 mm Platforms, Length 77 mm	dientes 1x1 de 0.5 mm, plataforma de 6 mm, Longitud total 77 mm





Пинцет для завязывания узлов по Кельману-МакФерсону	**Kelman-McPherson Tying Forceps**	**Pinza para anudar Kelman-McPherson**	
Платформы 4 мм, длина 80 мм	With 4 mm Tying Platforms, Titanium, Length 80 mm	Con plataforma de 4 mm, Titanio, Longitud total 80 mm	**F-090T**
Платформы 8 мм, длина 85 мм	With 8 mm Tying Platforms, Titanium, Length 85 mm	Con plataforma de 8 mm, Titanio, Longitud total 85 mm	**F-091T**
Платформы 10 мм, длина 85 мм	With 10 mm Tying Platforms, Titanium, Length 85 mm	Con plataforma de 10 mm, Longitud total 85 mm	**F-092T**
Платформы 6 мм, длина 85 мм	With 6 mm Tying Platforms, Titanium, Length 85 mm	Con plataforma de 6 mm, Titanio, Longitud total 85 mm	**F-093T**





Пинцет для завязывания узлов по МакФерсон	**McPherson Straight Tying Forceps**	**Pinza para anudar McPherson**	
Прямой, платформы для завязывания узлов 4 мм, длина 85 мм	4 mm Tying Platforms, Titanium; Length 85 mm	Recta, con plataforma de 4 mm, Titanio; Longitud total 85 mm	**F-171T**





Пинцет для завязывания узлов по МакФерсону, изогнутый под углом	**McPherson Tying Forceps, Angled, Titanium**	**Pinza para anudar McPherson, Angulada, Titanio**	
Платформы 8 мм, длина 102 мм	8 mm Tying Platforms, Overall Length 102 mm	Plataformas de 8 mm, Longitud total 102 mm	**F-174T**
Платформы 4 мм, бранши 8 мм, длина 102 мм	8 mm Jaws, 4 mm Tying Platforms, Overall Length 102 mm	Hojas 8 mm, Plataformas de 4 mm, Longitud total 102 mm	**F-1741T**
Платформы 10 мм, длина 105 мм	10 mm Tying Platforms, Overall Length 105 mm	Plataformas de 10 mm, Longitud total 105 mm	**F-175T**

CILITA

MICROSURGICAL FORCEPS | микрохирургические пинцеты


TYING FORCEPS | пинцеты для завязывания узлов





F-177T

Пинцет для завязывания узлов по МакФерсону	**McPherson Curved Tying Forceps**	**Pinza para anudar McPherson**
Изогнутый по радиусу, платформы 4 мм, плоская ручка, длина 110 мм	4 mm Tying Platforms, Titanium; Length 110 mm	Curva, con plataforma de 4 mm, Titanio, Longitud total 110 mm





F-178T

F-178S


Пинцет для завязывания узлов по МакФерсону, прямой, платформа 7 мм, плоская ручка, длина 110 мм	**McPherson Tying Forceps, Straight; 7 mm Tying Platform, Flat Handle, Length 110 mm**	**Pinza para anudar McPherson, recta; con plataforma de 7 mm, mango plano, Longitud total 110 mm**
Титан	Titanium	Titanio
Нержавеющая сталь	Stainless Steel	Acero Inoxidable





F-179T

Пинцет для завязывания узлов	**Tying Forceps**	**Pinza para anudar**
Изогнутый под углом 45˚, платформы 7,5 мм, круглая ручка, длина 110 мм	Angled at 45˚, 7.5 mm Platforms, Round Handle, Length 110mm	Angulada plataforma 45˚ de 7,5 mm, mango redondo, Longitud total 110 mm





F-182T

Пинцет для завязывания узлов по Каталано	**Catalano Curved Micro Tying Forceps**	**Pinza para anudar Catalano**
Плавно изогнутый по радиусу, платформа 6 мм с V-образным желобком, длина 105 мм	6 mm V Groove Tying Platform, Titanium, Length 105 mm	Curva, plataforma de 6 mm (ranura en V), Titanio, Longitud total 105 mm





Пинцет для завязывания узлов по Каталано	Catalano Angled Micro Tying Forceps	Pinza para anudar Catalano, Angulada
Бранши изогнуты под углом, платформа 6 мм с V-образным желобком, длина 105 мм	6 mm V-Groove Tying Platform, Titanium, Overall Length 105 mm	Plataforma de 6 mm (ranura en V), Titanio; Longitud total 105 mm

F-183T






Пинцет для завязывания узлов по Теннанту	Tennant Straight Tying Forceps	Pinza para anudar Tennant
Прямой, очень тонкие гладкие кончики, платформы 6 мм, для швов 8-0 – 10-0, длина 108 мм	Extra Delicate Tips, 6 mm Tying Platform, Titanium, Length 108 mm. For 8-0 to 10-0 sutures	Recta, puntas extra delicadas, plataforma de 6 mm, Titanio, Longitud total 108 mm

F-185T





Пинцет для завязывания узлов по Теннанту	Tennant Curved Tying Forceps	Pinza para anudar Tennant, Curvada
Бранши плавно изогнуты по радиусу, тонкие гладкие кончики, платформы 6 мм, для швов 8-0 – 10-0, длина 108 мм	Extra Delicate Tips, 6 mm Tying Platform, Titanium, Length 108 mm. For 8-0 to 10-0 sutures	Puntas extra delicadas, plataforma de 6 mm; Titanio; Longitud total 108 mm

F-186T

MOSQUITO FORCEPS | кровоостанавливающие зажимы



Зажим типа «Москит» по Хальстеду, прямые бранши	Halstead Mosquito Forceps, Straight Jaws	Pinza Hemostatica Halstead Mosquito, Hojas rectas	
Общая длина 100 мм	Overall Length 100 mm	Longitud total 100 мм	F-120S
Общая длина 120 мм	Overall Length 120 mm	Longitud total 120 мм	F-122S




Зажим типа «Москит» по Хальстеду, изогнутые бранши	Halstead Mosquito Forceps, Curved Jaws	Pinza Hemostatica Halstead Mosquito, Hojas curvadas	
Общая длина 100 мм	Overall Length 100 mm	Longitud total 100 мм	F-121S
Общая длина 120 мм	Overall Length 120 mm	Longitud total 120 мм	F-123S

CILITA

MICROSURGICAL FORCEPS | микрохирургические пинцеты

ANTERIOR CHAMBER FORCEPS | пинцеты для передней камеры






F-0290T

Пинцет для передней камеры	Anterior Chamber Forceps	Pinza para la cámara anterior
Изогнутый под углом, 1x2 зубца 0,12 мм, длина 75 мм	Angled shafts, 0.12 mm 1x2 Teeth, Overall Length 75 mm	Vástagos angulados, dientes 1x2 de 0.12 mm; Longitud total 75 mm


JEWELERS FORCEPS | ювелирные пинцеты





F-111T

Ювелирный пинцет №5	Jeweler Forceps #5	Pinza tipo joyero #5
Прямые бранши, острые кончики, платформа для завязывания узлов 6 мм, гладкая ручка, длина 110 мм	Straight, Sharp Tips, 6 mm Tying platforms, Titanium, Length 110 mm	Recta, puntas agudas, con plataforma de 6 mm, Titanio, Longitud total 110 mm





F-113T

Ювелирный пинцет №3C	Jeweler Forceps #3C	Pinza tipo joyero #3C
Прямые бранши, острые кончики, платформа для завязывания узлов 6 мм, гладкая ручка, длина 110 мм	Straight, Sharp Tips, 6 mm Tying Platforms, Titanium, Length 110 mm	Recta, puntas agudas, con plataforma de 6 mm, Titanio, Longitud total 110 mm






F-115T

Ювелирный пинцет №7	Jeweler Forceps #7	Pinza tipo joyero #7
Изогнутые бранши, острые кончики, платформа для завязывания узлов 6 мм, гладкая ручка, длина 110 мм	Curved, Sharp Tips, 6 mm Tying Platforms; Titanium; Length 110 mm	Curva, puntas agudas, con plataforma de 6 mm; Titanio; Longitud total 110 mm






Прямой анатомический пинцет	**Dressing Forceps Straight**	**Pinza utilitaria recta**
Бранши с тонкими насечками 6 мм, круглая ручка, длина 108 мм	Jaws with 6 mm Delicate Serrations, Length 108 mm	Con sierra delicada de 6 mm, Titanio, Longitud total 108 mm

F-070T





Прямой анатомический пинцет	**Dressing Forceps Straight**	**Pinza utilitaria recta**
Прямые бранши с насечками 12 мм, длина 100 мм	Jaws with 12 mm Serrations, Titanium, Length 100 mm	Con sierra de 12 mm, Titanio, Longitud total 100 mm

F-071T






Изогнутый анатомический пинцет	**Dressing Forceps Curved**	**Pinza utilitaria curva**
Изогнутый по радиусу, бранши с насечками 12 мм, длина 100 мм	Jaws with 12 mm Serrations, Titanium, Length 100 mm	Con sierra de 12 mm, Titanio, Longitud total 100 mm

F-072T






Анатомический пинцет по Адсону для пластической и реконструктивной хирургии, прямой, бранши с насечками, общая длина 123 мм	**Adson Dressing Forceps, Serrated Jaws, for plastic & reconstructive surgery, Length 123 mm**	**Pinza Adson, recta con sierra, para cirugía reparadora y plástica, Longitud total 123 mm**	
Насечки 10x2 мм	Serrations 10x2 mm	Sierra de 10x2 mm	**F-0739T**
Насечки 10x1,2 мм	Serrations 10x1,2 mm	Sierra de 10x1,2 mm	**F-0740T**

CILITA

MICROSURGICAL FORCEPS | микрохирургические пинцеты

FIXATION FORCEPS | фиксационные пинцеты



F-0741T



Фиксационный пинцет по Адсону


Для пластической хирургии, прямой, 0,5 мм 1x2 зубца, длина 125 мм

Adson Fixation Forceps

Straight, 0.5 mm 1x2 Teeth, for Plastic & Reconstructive Surgery, Titanium, overall length 125 mm

Pinza de Fijación Adson

Para cirugía plástica, dientes 1x2 de 0.5 mm, Titanio; Longitud total 125 mm



F-0814T



Пинцет фиксационный по Поляку


Для трансплантации роговицы, изогнутый, 1,5 мм между кончиками, длина 108 мм

Pollack Corneal Transplant Fixation Forceps

Curved, Forked Jaws with 1.5 mm b/n the teeth, Titanium, overall length 108 mm

Pinza de Fijación Pollack

Para el transplante de córnea, curvada, 1.5 mm entre los dientes, Titanio; longitud total 108 mm



F-0822T



Фиксационный пинцет по Кастровьехо

Прямой, 1x2 зубца 0.5 мм, длина 112 мм

Castroviejo Fixation Forceps

Straight, 0.5 mm 1x2 Teeth, Titanium, Length 112 mm

Pinza de Fijación Castroviejo

Dientes 1x2 de 0.5 mm, Titanio, Longitud total 112 mm

IRIS FORCEPS | пинцеты для радужной оболочки



F-100T



Ирис-пинцет


Тонкие бранши с насечками 4 мм, длина 72 мм

Iris Forceps

With 4 mm Serrations, Titanium, length 72 mm

Pinza para Iris

Con sierra de 4 mm, Titanio, Longitud total 72 mm



F-101T



Ирис-пинцет

Прямой, 1x2 зубца, 0,06 мм, длина 72 мм

Iris Forceps

Straight, 0.06 mm 1x2 Teeth, Titanium, Length 72 mm

Pinza para Iris

Recta, dientes 1x2 de 0.06 mm, Titanio, Longitud total 72 mm






Ирис-пинцет	Iris Forceps	Pinza para Iris
Изогнутый, 1x2 зубца, 0,06 мм, длина 72 мм	Curved, 0.06 mm 1x2 Teeth, Titanium; Length 72 mm	Curva, dientes 1x2 de 0.06 mm, Titanio, Longitud total 72 mm

F-102T





Ирис-пинцет	Iris Forceps	Pinza para Iris
Изогнутый по радиусу, 1x2 зубца 0.06 мм, удлиненные кончики, длина 109 мм	Curved; 0.06 mm 1x2 Teeth, Titanium; Long size, Length 109 mm	Curva, dientes 1x2 de 0.06 mm, Titanio, tamaño largo, Longitud total 109 mm

F-1021T






Ирис-пинцет	Iris Forceps	Pinza para Iris
Прямой, 1x2 зубцы 0,10 мм, платформа 4 мм, плоская ручка с каплевидными прорезями, длина 87 мм	Straight, 0.10 mm 1x2 Teeth, 4 mm Platform, Flat Handle with teardrop-shaped windows; Overall Length 87 mm, Titanium	Recta, dientes 1x2 de 0.10 mm, plataforma de 4 mm, Mango plano con los orificios en forma de lágrimas; Longitud total 87 mm, titanio

F-104T






Ирис-пинцет	Iris Forceps	Pinza para Iris
Изогнутый под углом, 1x2 зубца 0,06 мм, платформа 4 мм, длина 72 мм	Angled, 0.06 mm 1x2 Teeth, 4mm Platform, Overall Length 72 mm	Angulada, dientes 1x2 de 0.06 mm, plataforma de 4 mm, Longitud total 72 mm

F-105T

CILITA

MICROSURGICAL FORCEPS | микрохирургические пинцеты

FOLDERS AND INSERTERS | пинцеты для складывания линз





F-2107T


Пинцет для складывания акриловых и силиконовых линз по Штайнерту	**Steinert Folding Forceps for Acrylic and Silicone IOLs**	**Pinza Steinert para doblar el lente de acrílico y silicona**
Изогнутые под углом бранши, длина 110 мм	Length 110 mm	Longitud total 110mm





F-2108T

Пинцет для линз по Фолкнеру	**Faulkner Lens Holding Forceps**	**Pinza Faulkner para doblar el lente**
Изогнутый под углом, гладкие, тонкие бранши 11 мм, длина 107 мм	Angled, 11 mm thin & finely polished Jaws, Length 107 mm	Vástagos angulados; hojas finas 11 mm, Longitud total 107 mm






F-2132T

Пинцет для имплантации акриловых линз	**Insertion Forceps For Acrylic Lenses**	**Pinza para Insertar el lente de acrílico**
Плоская ручка, длина 105 мм	Titanium, Length 105 mm	Titanio, Longitud total 105 mm





F-2135T

Пинцет для имплантации акриловых линз по Буратто	**Buratto Lens Inserter For Acrylic Lens**	**Pinza Buratto para Insertar el lente de acrílico**
Перекрестное действие, длина 107 мм	Cross-action, Length 107 mm	Longitud total 107 mm



Пинцет для ИОЛ


Изогнутый, бранши в виде дисков, длина 85 мм

Curved IOL Holding Forceps

Disc-shaped Tips, Titanium, Length 85 mm

Pinza para mantener Lente Intraocular

Curvada, Titanio, Longitud total 85 mm



F-2013T



Пинцет для фиксации дужек ИОЛ


Байонетного типа, изгиб в плоскости, паралелльной плоскости ручки, рабочая часть шириной 0,5 мм, платформы 5 мм, общая длина 100 мм

IOL Haptic Fixation Forceps

Z-shaped jaws, Angled in the plane parallel to the handle, Tips 0,5 mm wide, 5 mm Platforms, Overall Length 100 mm, Titanium

Pinza para fijación del háptico de LIO

Las hojas en forma de Z son paralelas al plano del mango, puntas de 0,5 mm de ancho, plataformas de 5 mm, Longitud total 100 mm, Titanio



F-2137T



Пинцет для фиксации дужек ИОЛ


Байонетного типа, изгиб в плоскости, перпендикулярной плоскости ручки, рабочая часть шириной 0,5 мм, платформы 5 мм, общая длина 100 мм

IOL Haptic Fixation Forceps

Z-shaped jaws, Angled in the plane perpendicular to the handle, Tips 0,5 mm wide, 5 mm Platforms, Overall Length 100 mm, Titanium

Pinza para fijación del háptico de LIO

Las hojas en forma de Z son perpendiculares al plano del mango, puntas de 0,5 mm de ancho, plataformas de 5 mm, Longitud total 100 mm, Titanio



F-2138T



Пинцет для установки ИОЛ в картридж «Monarch»


Длина 120 мм

IOL Cartridge Loading Forceps

Designed for loading IOLs to a cartridge of Monarch-type, Titanium, overall length 120 mm

Pinza para cargar Lente Intraocular en el cartucho tipo Monarch

Titanio, Longitud total 120 mm



F-2141T

IOL REMOVING FORCEPS | пинцеты для удаления ИОЛ



Пинцет (наконечник) для удаления складывающихся линз по Роуэн

20 G, используется с ручкой типа V-003T

Rowen Foldable Lens Removal Forceps


Tip Only, Crocodile Type, 20 G, Compatible with V-003T Handle

Pinza Rowen para extraer Lente Intraocular plegable


Sólo el Terminal, 20 G, Compatible con Mango V-003T



F-2150




	Пинцет для халязиона по Десмарресу, овальный, винтовой замок, титан	Desmarres Chalazion Forceps, Oval, Screw Lock, Titanium	Pinza para Chalación Desmarres, Oval, con tornillo, titanio
F-1906T	Сплошная нижняя пластина 30x20 мм, открытая верхняя 27x17 мм	Solid lower plate 30x20 mm, open upper plate 27x17 mm	La placa inferior sólida 30x20 mm, la placa superior 27x17 mm
F-1907T	Сплошная нижняя пластина 19x13 мм, открытая верхняя 16x10 мм	Solid lower plate 19x13 mm, open upper plate 16x10 mm	La placa inferior sólida 19x13 mm, la placa superior 16x10 mm
F-1912T	Сплошная нижняя пластина 23x15 мм, открытая верхняя 20x12 мм	Solid lower plate 23x15 mm, open upper plate 20x12 mm	La placa inferior sólida 23x15 mm, la placa superior 20x12 mm



	Пинцет для халязиона по Ламберту, круглый, винтовой замок, титан	Lambert Chalazion Forceps, Round, Screw Lock, Titanium	Pinza para Chalación Lambert, Redonda, con tornillo, titanio
F-1908T	Сплошная нижняя пластина D = 10 мм, открытая верхняя D = 8 мм	Solid lower plate D = 10 mm, open upper plate D = 8 mm	La placa inferior sólida D = 10 mm, la placa superior D = 8 mm
F-1909T	Сплошная нижняя пластина D = 15 мм, открытая верхняя D = 12 мм	Solid lower plate D = 15 mm, open upper plate D = 12 mm	La placa inferior sólida D = 15 mm, la placa superior D = 12 mm



	Пинцет для компрессии мейбомиевых желез	Lid Forceps for meibomian gland compression	Pinza para Compresión de las Glándulas Meibonianas
F-1913T	Кончики овальной формы, плоские, длина 112 мм	Oval flat tips, Overall Length 112 mm, Titanium	las puntas planas de forma oval, Longitud total 112 mm, Titanio



	Пинцет для век	Lid Clamp	Pinza con 6 Pins
F-1930T	6 зубчиков, прямые бранши с насечками, скользящий замок	6 Pins, Serrated straight jaws, Sliding Lock, Titanium	Para Cirugía Plástica del Párpado, hojas rectas serradas, Titanio



Пинцет для птоза по Берке, скользящий замок, общая длина 98 мм

Большой размер, бранши 27 мм, с насечкой

Berke Ptosis Forceps, Slide lock, Overall length 98 mm, Titanium

Large, 27 mm serrated jaws

Berke Pinza de Ptosis, con el cierre, Longitud total 98 mm, Titanio

Larga, hojas serradas de 27 mm



F-1931T

Малый размер, бранши 20 мм, с насечкой

Small, 20 mm serrated jaws

Pequeña, hojas serradas de 20 mm



F-1932T

Малый размер, бранши 20 мм, с зубцами

Small, 20 mm jaws with teeth

Pequeña, hojas de 20 mm con dientes



F-1933T



Малый размер, бранши 15 мм, с насечкой

Small, 15mm serrated jaws

Pequeña, hojas serradas de 15 mm



F-1934T



Пинцет для век по Бласковиц

Бранши 15 мм с параллельными насечками, винтовой замок, общая длина 90 мм

Blascovics Lid Forceps

15 mm Serrated Jaws, Screw Lock, Overall Length 90 mm

Pinza de fijación Blascovics

Hojas serradas de 15 mm, con tornillo, Longitud total 90 mm



F-1935T



	Роговичные ножницы по Кастровьехо, изогнутые, лезвия 8 мм, тупые концы, плоская ручка, общая длина 110 мм	Castroviejo Corneal Scissors, Blunt Tips, 8 mm Blades, Flat Handle, Length 110 mm	Tijera Corneal Castroviejo, puntas romas, hojas 8 mm; Longitud total 110 mm
S-010S	Левые	Left	Izquierda
S-0101S	Правые	Right	Derecha



	Роговичные универсальные ножницы по Кастровьехо, узкие лезвия, плоская ручка, тупые концы, длина 110 мм	Castroviejo Universal Corneal Scissors, Narrow Blades, Blunt Tips, Flat Handle, Length 110 mm	Tijera Corneal Castroviejo Universal, puntas romas, mango plano, Longitud total 110 mm
S-011S	Лезвия 7,5 мм	7.5 mm Blades	Hojas cortes 7.5 mm
S-012S	Лезвия 11 мм	11 mm Blades	Hojas cortes 11 mm



	Роговичные универсальные ножницы	Universal Corneal Scissors	Tijera Corneal Universal
S-013S	Слегка изогнутые тонкие притупленные лезвия 12 мм, плоская ручка, общая длина 120 мм	Slightly Curved Fine Blades 12 mm, Blunt tips, Flat Handle, Overall Length 120 mm	Hojas cortes ligeramente curvadas de 12 mm, puntas romas, Mango plano, Longitud total 120 mm



	Роговичные универсальные ножницы	Universal Corneal Scissors	Tijera Corneal Universal
S-015S	Сильно изогнутые притупленные лезвия 13 мм, плоская ручка, общая длина 110 мм	Curved Blades 13 mm, Blunt tips, Flat Handle, Overall Length 110 mm	Hojas cortes curvadas de 13 mm, puntas romas, Mango plano, Longitud total 110 mm



Ножницы для трансплантации роговицы по Катцину, лезвия 9 мм, сильно изогнуты, тупые концы, плоская ручка, длина 100 мм	**Katzin Corneal Transplant Scissors, Strongly Curved, Blades 9 mm, Blunt Tips, Length 100 mm**	**Tijera Katzin para transplante de córnea, hojas fuertemente curvadas de 9 mm, puntas romas; Longitud total 100 mm**	
Левые	Left	Izquierda	**S-020S**
Правые	Right	Derecha	**S-0201S**



Ножницы для корнео-склерального разреза по Кастровьехо, сильно изогнутые лезвия 14 мм, тупые концы, плоская ручка, общая длина 110 мм	**Castroviejo Corneal Section Scissors, Curved Blades 14 mm, Blunt tips, Flat Handle, Overall Length 110 mm**	**Tijera para córnea Castroviejo, hojas cortes 14 mm muy curvas, puntas romas, Mango plano, Longitud total 110 mm**	
Правые	Right	Derecha	**S-024S**
Левые	Left	Izquierda	**S-0241S**



Роговичные универсальные ножницы по Кастровьехо, широкие лезвия, круглая ручка, тупые концы, длина 120 мм	**Castroviejo Universal Corneal Scissors, Wide Blades, Blunt Tips, Round Handle, Length 120 mm**	**Tijera Corneal Castroviejo Universal, puntas romas, mango redondo, Longitud total 120 mm**	
Лезвия 7,5 мм	7.5 mm Blades	Hojas cortes 7.5 mm	**S-034S**
Лезвия 11 мм	11 mm Blades	Hojas cortes 11 mm	**S-035S**



Ножницы для глубокой послойной субэндотелиальной кератопластики	**DLEK Scissors**	**Tijera para DLEK**	
Сильно изогнутые кончики, длина лезвий 8 мм, общая длина 110 мм	Strongly curved tips, Blades 8 mm, Overall length 110 mm	Puntas fuertemente curvadas, hojas cortes 8 mm, Longitud total 110 mm	**S-0361S**



S-025S

Ножницы для конъюнктивы	Conjunctiva Scissors	Tijera de Conjuntiva
Изогнутые лезвия 8 мм, острые концы, плоская ручка, общая длина 100 мм	Curved Blades 8 mm, Sharp tips, Flat Handle, Overall Length 100 mm	Hojas curvadas de 8 mm, puntas agudas, Mango plano; Longitud total 100 mm




S-026S

Ножницы для конъюнктивы	Conjunctiva Scissors	Tijera de Conjuntiva
Прямые лезвия 8 мм, острые концы, плоская ручка, общая длина 100 мм	Straight Blades 8 mm, Sharp tips, Flat Handle, Overall Length 100 mm	Hojas rectas de 8 mm, puntas agudas, Mango plano, Longitud total 100 mm



S-048S

Ножницы для конъюнктивы	Conjunctiva Scissors	Tijera de Conjuntiva
Плавно изогнутые притупленные лезвия 15 мм, общая длина 115 мм	Gently curved blades 15 mm, Blunt tips, Overall Length 115 mm	Hojas ligeramente curvadas de 15 mm, puntas romas, Longitud total 115 mm



S-125S

Ножницы для конъюнктивы	Conjunctiva Scissors	Tijera de Conjuntiva
Деликатные плавно изогнутые лезвия 16 мм, острые концы, общая длина 120 мм	Delicate gently curved blades 16 mm, Sharp tips, Overall Length 120 mm	Hojas delicadas y curvadas 16 mm, puntas agudas, Longitud total 120 mm




Тенотомические ножницы по Весткотту	**Westcott Tenotomy Scissors**	**Tijera para Tenotomía Curva Westcott**	
Лезвия 16 мм, изогнуты, тупые концы, плоская ручка, длина 120 мм	Blunt Tips, 16 mm Curved Blades, Flat Handle; Length 120 mm	Puntas romas, hojas 16 mm, Mango plano, Longitud total 120 mm	S-042S

STITCH SCISSORS | шовные ножницы



Шовные ножницы по Вестскотту	**Westcott Stitch Scissors**	**Tijera de Sutura Westcott**	
Лезвия 13 мм, острые концы, плоская ручка, длина 115 мм	Sharp Tips, 13 mm Blades, Flat Handle, Length 115 mm	Puntas agudas, hojas 13 mm, Mango plano, Longitud total 115 mm	S-046S
Лезвия 13 мм, острые концы, круглая ручка, длина 115 мм	Sharp Tips, 13 mm Blades, Round Handle, Length 115 mm	Puntas agudas, hojas 13 mm, Mango redondo, Longitud total 115 mm	S-047S

IOL REMOVING SCISSORS | ножницы для удаления ИОЛ



Ножницы для удаления ИОЛ	**Foldable IOL Removing Scissors**	**Tijera para extraer LIO plegable**	
Через разрез 2,2 мм, двухшарнирные, изогнутые под углом лезвия 12 мм, общая длина 112 мм Зазубрины на нижнем лезвии для фиксации разрезаемого материала, платформы на кончиках для захватывания фрагмента линзы	Through 2.2 mm incision, 3-pivot point mechanism, Angled blades 12 mm, Overall Length 112 mm Features micro teeth at the lower blade for IOL fixation, and platforms at the tips to grip IOL fragments	A través de una incisión de 2.2 mm, con un mecanismo de 3 puntos de pivote, hojas anguladas de 12 mm, Longitud total 112 mm Hay micro dientes en la hoja inferior para fijar el LIO y plataformas en las puntas para agarrar los fragmentos del LIO	S-21731

CILITA

MICROSURGICAL SCISSORS | микрохирургические ножницы

IOL REMOVING SCISSORS | ножницы для удаления ИОЛ



S-0802T	**Ножницы для удаления ИОЛ по Ошеру**	**Osher IOL Removing Scissors**	**Tijera Osher para Extraer Lente Intraocular**
	Изогнутые под углом лезвия 8 мм, общая длина 94 мм, титан	8 mm Blades, Angled, Length 94 mm, Titanium	Hojas 8 mm, Angulada; Longitud total 94 mm, Titanio





S-2151	**Ножницы (наконечник) для удаления складывающихся линз по Роуэн**	**Rowen Foldable Lens Removal Scissors**	**Tijera Rowen para extraer LIO plegable**
	18 G, длина лезвий 5 мм, используются с ручкой типа V-003T	18 Ga, Straight Blades 5 mm, Tip only, to be used with V-003T Handle	18 Ga, Hojas rectas de 5 mm, sólo el terminal, usado con Mango V-003T

CAPSULOTOMY SCISSORS | ножницы для капсулотомии





S-03721	**Ножницы (наконечник) для иридэктомии по Зальдивару**	**Zaldivar Iridectomy Scissors**	**Tijera Zaldivar para Iridectomía**
	23 G, используются с ручкой типа V-003T	23 Ga, tip only, to be used with V-003T Handle	23 Ga, sólo el terminal, usado con Mango V-003T





	Ножницы (наконечник) для капсулотомии через парацентез, используются с ручкой типа V-003T	**Side-port Capsulotomy Scissors, tip only, to be used with V-003T Handle**	**Tijera para Capsulotomía, a través de incisión de puerto lateral; sólo el terminal, usado con Mango V-003T**
S-03741	Левые, 20 G	Left, 20 Ga	Izquierda, 20 Ga
S-03741-23	Левые, 23 G	Left, 23 Ga	Izquierda, 23 Ga





S-03751	Правые, 20 G	Right, 20 Ga	Derecha, 20 Ga
S-03751-23	Правые, 23 G	Rightt, 23 Ga	Derechat, 23 Ga



Ножницы для капсулотомии по Ваннас	**Vannas Capsulotomy Scissors**	**Tijera para Capsulotomía Vannas**	
Прямые, острые концы, лезвия 6 мм, плоская ручка, длина 83 мм	Straight, Sharp Tips, 6 mm Blades, Flat Handle, Length 83 mm	Recta, puntas agudas, hojas 6 mm, Mango plano; Longitud total 83 mm	**S-050S**



Ножницы в виде лебединой шеи	**Clayman-Vannas Swan Neck Scissors**	**Tijera recta Clayman-Vannas «Swan Neck» («Cuello de Cisne»)**	
По Клейман-Ваннас, прямые, острые концы, лезвия 5 мм, общая длина 83 мм	Straight, Sharp Tips, 5 mm Blades, Overall Length 83 mm	Puntas agudas, hojas 5 mm; Longitud total 83 mm	**S-0501S**



Ножницы для капсулотомии по Ваннас	**Vannas Curved Capsulotomy Scissors**	**Tijera para Capsulotomía Vannas**	
Изогнутые, острые концы, лезвия 6 мм, плоская ручка, длина 83 мм	Sharp Tips, 6 mm Blades, Length 83 mm	Curva, puntas agudas, hojas 6 mm; Longitud total 83 mm	**S-052S**



Ножницы для капсулотомии по Джиллзу-Ваннас	**Gills-Vannas Capsulotomy Scissors**	**Tijera para Capsulotomía Gills-Vannas**	
Прямые, лезвия 10 мм, острые концы, плоская ручка, длина 90 мм	Straight, Sharp Tips, 10 mm Blades; Length 90 mm	Recta, puntas agudas, hojas 10 mm; Longitud total 90 mm	**S-056S**

CILITA

MICROSURGICAL SCISSORS | микрохирургические ножницы

CAPSULOTOMY SCISSORS | ножницы для капсулотомии




	Ножницы для капсулотомии по Джиллзу-Ваннас	Gills-Vannas Capsulotomy Scissors	Tijera para Capsulotomía Gills-Vannas
S-057S	Изогнутые по плоскости, лезвия 10 мм, острые концы, плоская ручка, длина 90 мм	Side Angled, Sharp Tips, 10 mm Blades, Length 90 mm	Ángulo lateral, puntas agudas, hojas 10 mm, Longitud total 90 mm



	Ножницы для капсулотомии по Джиллзу-Ваннас, изогнутые, лезвия 10 мм, плоская ручка, длина 90 мм	Gills-Vannas Capsulotomy Scissors, Curved, 10 mm Blades; Length 90 mm	Tijera para Capsulotomía Gills-Vannas, Curva, hojas 10 mm, Longitud 90 mm
S-058S	Острые концы	Sharp Tips	Puntas agudas
S-0582S	Тупые концы	Blunt Tips	Puntas romas



	Ножницы для капсулотомии по Джиллзу-Ваннас	Gills-Vannas Capsulotomy Scissors	Tijera para Capsulotomía Gills-Vannas
S-0581S	Изогнутые под углом, лезвия 10 мм, острые концы, плоская ручка, длина 85 мм	Angled, Sharp Tips, 10 mm Blades, Length 85 mm	Angulada, puntas agudas, hojas 10 mm, Longitud total 85 mm



	Ножницы для капсулотомии через тоннельный разрез 2 мм	Capsulotomy Scissors, through 2 mm tunnel incision	Tijera para Capsulotomía, para incisión de 2 mm en túnel escleral
S-059S	Ультратонкие лезвия длиной 14 мм, общая длина 95 мм	14 mm ultrathin blades, Overall Length 95 mm	Hojas ultrafinas de 14 mm, Longitud total 95 mm

IRIS SCISSORS | ножницы для радужки



	Ножницы для иридотомии по МакФерсон-Ваннас	McPherson-Vannas Curved Iris Scissors	Tijera para Iris McPherson-Vannas
S-062S	Изогнутые, лезвия 8 мм, острые концы, круглая ручка, длина 85 мм	Sharp Tips, 8 mm Blades; Length 85 mm	Curva, puntas agudas, hojas 8 mm; Longitud total 85 mm



Глазные ножницы	**Straight Eye Scissors**	**Tijera Oftalmológica Recta**	
Прямые, остроконечные, лезвия 25 мм, длина 110 мм	Pointed Tips, Blades 25 mm, Length 110 mm	Puntas agudas, hojas 25 mm, Longitud total 110 mm	**S-080S**



Глазные ножницы	**Curved Eye Scissors**	**Tijera Oftalmológica Curva**	
Изогнутые, остроконечные, лезвия 25 мм, длина 110 мм	Pointed Tips, Blades 25 mm, Length 110 mm	Puntas agudas, hojas 25 mm, Longitud total 110 mm	**S-081S**



Тенотомические ножницы по Стивенсу, прямые лезвия 30 мм, общая длина 110 мм	**Stevens Tenotomy Scissors, Straight Blades 30 mm, Overall Length 110 mm**	**Tijera para Tenotomía, Modelo Stevens, Hojas rectas de 30 mm, Longitud total 110 mm**	
Тупоконечные	Blunt tips	Puntas romas	**S-083S**
Остроконечные	Sharp tips	Puntas agudas	**S-084S**



Тенотомические ножницы по Стивенсу, изогнутые лезвия 30 мм, общая длина 110 мм	**Stevens Tenotomy Scissors, Curved Blades 30 mm, Overall Length 110 mm**	**Tijera para Tenotomía, Modelo Stevens, Hojas curvas de 30 mm, Longitud total 110 mm**	
Тупоконечные	Blunt tips	Puntas romas	**S-085S**
Остроконечные	Sharp tips	Puntas agudas	**S-086S**



Глазные ножницы	**Eye Scissors**	**Tijera Oftalmológica**	
Прямые лезвия 30 мм, остро-тупоконечные, общая длина 120 мм	Straight blades 30 mm, one pointed and one blunt tip, Overall Length 120 mm	Hojas rectas de 30 mm, una punta es aguda y otra punta es roma, Longitud total 120 mm	**S-082S**



	Глазные ножницы	Eye Scissors	Tijera Oftalmológica
S-0821S	Изогнутые лезвия 30 мм, остро-тупоконечные, общая длина 120 мм	Curved blades 30 mm, one pointed and one blunt tip, Overall Length 120 mm	Hojas curvas de 30 mm, una punta es aguda y otra punta es roma, Longitud total 120 mm



	Ножницы по Бонну	Bonn Scissors	Tijera Oftalmológica de Bonn
S-087S	Прямые лезвия 15 мм, остроконечные, деликатные, длина 90 мм	Straight blades 15 mm, Sharp tips, Delicate, Overall Length 90 mm	Hojas rectas de 15 mm, puntas agudas, delicadas, Longitud total 90 mm



	Ножницы по Бонну	Bonn Scissors	Tijera Oftalmológica de Bonn
S-088S	Изогнутые лезвия 15 мм, остроконечные, деликатные, длина 90 мм	Curved blades 15 mm, Sharp tips, Delicate, Overall Length 90 mm	Hojas curvas de 15 mm, puntas agudas, delicadas, Longitud total 90 mm



	Ножницы для энуклеации	Enucleation Scissors	Tijera para Enucleación
S-091S	Тупоконечные, слегка изогнутые лезвия 40 мм, общая длина 130 мм	Blunt Tips, Slightly Curved Blades 40 mm, Overall Length 130 mm	Puntas romas, hojas ligeramente curvadas de 40 mm, Longitud total 130 mm



	Ножницы для энуклеации	Enucleation Scissors	Tijera para Enucleación
S-092S	Тупоконечные, сильно изогнутые, лезвия 40 мм, общая длина 130 мм	Blunt Tips, Strongly Curved Blades 40 mm, Overall Length 130 mm	Puntas romas, hojas fuertemente curvadas de 40 mm, Longitud total 130 mm



Ножницы для хирургии косоглазия	**Strabismus Scissors**	**Tijera para la cirugía del estrabismo**	
Прямые лезвия 25 мм, тупоконечные, общая длина 115 мм	Straight blades 25 mm, blunt tips, overall length 115 mm	Hojas rectas de 25 mm, puntas romas, Longitud total 115 mm	**S-093S**



Ножницы для хирургии косоглазия	**Strabismus Scissors**	**Tijera para la cirugía del estrabismo**	
Изогнутые лезвия 25 мм, тупоконечные, общая длина 115 мм	Curved blades 25 mm, blunt tips, overall length 115 mm	Hojas curvas de 25 mm, puntas romas, Longitud total 115 mm	**S-094S**

BLADE HOLDERS | лезвиедержатели



Лезвиедержатель	**Blade Holder**	**Mango de Bisturí**	
120 мм, с круглой ручкой с насечками и концевым замком, длина губок 10 мм; нержавеющая сталь	Stainless steel, 10 mm Jaws, Round Knurled Handle with End Lock, Overall Length 120 mm	Acero Inoxidable, hojas 10 mm, Mango redondo con retén, Longitud total 120 mm	**B-010S**
Лезвиедержатель	**Blade Holder**	**Mango de Bisturí**	
100 мм, с пружиной, с круглой ручкой с насечками и концевым замком, длина губок 13 мм; титан	Titanium, 13 mm Jaws, Round Knurled Handle with End Lock and Spring, Overall Length 100 mm	Titanio, hojas 13 mm, Mango redondo con retén, Longitud total 100 mm	**B-010T**



	Циркуль-измеритель по Кастровьехо	Castroviejo Caliper	Calibrador Castroviejo
C-010T	Шкала от 0 до 20 мм на обеих сторонах, длина 87 мм	20 mm spread, scale on both sides, straight, overall length 87 mm, Titanium	20 mm de abertura, escala por ambos lados, recto, longitud total 87 mm, Titanio



	Циркуль-измеритель по Кастровьехо	Castroviejo Caliper	Calibrador Castroviejo
C-011T	Изогнутый под 45°, шкала от 0 до 20 мм на обеих сторонах, длина 85 мм	20 mm spread, scale on both sides, angled at 45˚, overall length 85 mm, Titanium	20 mm de abertura, escala por ambos lados, angulado de 90˚, longitud total 85 mm, Titanio



	Циркуль-измеритель по Кастровьехо	Castroviejo Caliper	Calibrador Castroviejo
C-012T	Изогнутый по радиусу, шкала от 0 до 20мм на обеих сторонах, длина 85 мм	20 mm spread, scale on both sides, curved, overall length 85 mm, Titanium	20 mm de abertura, escala por ambos lados, curvado, longitud total 85 mm, Titanio



	Двусторонний маркер для пересадки роговицы, общая длина 165 мм	Double-Ended Marker for Corneal Transplantation, Overall length 165 mm	Marcador Doble para Trasplante de Córnea Longitud total 165 mm
C-020	Диаметры рабочих частей Ø 6,5 мм и Ø 6,0 мм	D = 6.5 mm and 6.0 mm	D = 6.5 mm y 6.0 mm
C-021	Диаметры рабочих частей Ø 7,5 мм и Ø 7,0 мм	D = 7.5 mm and 7.0 mm	D = 7.5 mm y 7.0 mm
C-022	Диаметры рабочих частей Ø 8,5 мм и Ø 8,0 мм	D = 8.5 mm and 8.0 mm	D = 8.5 mm y 8.0 mm
C-023	Диаметры рабочих частей Ø 9,5 мм и Ø 9,0 мм	D = 9.5 mm and 9.0 mm	D = 9.5 mm y 9.0 mm




Кольцо-измеритель по Мендезу. Градуировка от 0° до 180° через каждые 10°; внутрен. Ø 12 мм, внешн. Ø 19 мм, общая длина 130 мм	**Mendez Degree Gauge, 180° scale, 10° interval marks, inner diameter 12 mm, outer ring diameter 19 mm, Overall length 130 mm**	**Calibrador Mendez, 180° escala, graduado de 10°, D.I. = 12 mm, D.E. = 19 mm, Longitud total 130 mm**	
Гладкая задняя поверхность	Smooth posterior surface	La superficie posterior lisa	C-030T
С атравматическими фиксационными зубчиками	With atraumatic fixating teeth	Con dientes de fijación atraumáticos	C-031T
С 4 выемками для маркера	With 4 notches for marking pen	Con 4 muescas para un lápiz marcador	C-033T



Кольцо-измеритель для торических линз	**Beveled Degree Gauge for toric lens implantation**	**Calibrador biselado para lentes tóricas**	
С градуировкой от 0° до 180° с шагом 5°; внутр. Ø 12 мм, внеш. Ø 16 мм, общая длина 132 мм. Передняя плоскость срезана на конус для уменьшения бликов от микроскопа	Beveled Degree Gauge for toric lens implantation, scale 0–180°; 5° interval marks, ID = 12 mm, OD = 16 mm, Round Handle, Overall length 132 mm, Titanium. Beveled front surface reduces microscope glare	Calibrador biselado para lentes tóricas, 180° escala, graduado de 5°, D.I. = 12 mm, D.E. = 16 mm, mango redondo, longitud total 132 mm, Titanio	C-036T



Разметчик роговичный по Боресу	**Bores Axis Marker**	**Marcador del Eje Bores**	
Для коррекции астигматизма, используется с кольцом-измерителем по Мендезу (C-030T или C-031T), общая длина 125 мм, титан	To be used with Mendez Degree Gauge (both C-030T & C-031T), Overall length 125 mm, Titanium	Usado con Calibrador Mendez (C-030T o C-031T), Longitud total 125 mm, Titanio	C-090T



Радиальный роговичный маркер, общая длина 130 мм	**Osher-Neumann Corneal Marker, Overall Length 130 mm**	**Marcador Corneal de Osher-Neumann, Longitud total 130 mm**	
8 лучей	8 Lines	8 hojas	C-0304T
10 лучей	10 Lines	10 hojas	C-0305T



Радиальный роговичный маркер, внешний Ø 13 мм, внутренний Ø 4,5 мм, общая длина 130 мм	**Corneal Marker, OD = 13 mm, ID = 4.5 mm, Overall Length 130 mm**	**Marcador Corneal, D.E. = 13 mm, D.I. = 4.5 mm, Longitud total 130 mm**	
12 лучей	12 Lines	12 hojas	C-0306T
16 лучей	16 Lines	16 hojas	C-0307T



C-140T

Маркер для трансплантации роговицы	Corneal Transplant Marker	Marcador para la cirugía de transplante de córnea
Внутренний диаметр 7 мм, внешний диаметр 11 мм, общая длина 130 мм, титан	Internal diameter 7 mm, External diameter 11 mm; Overall length 130 mm, Titanium	Diámetro interno 7 mm, diámetro externo 11 mm, Longitud total 130 mm, Titanio



C-143T

Маркер тоннельного разреза, для имплантации интрастромальных роговичных сегментов	Tunnel Zone Marker for ICRS implantation	Marcador para implantar segmentos de anillos corneales intraestromales
Диаметр 4.0/6.0 мм, общая длина 130 мм	4.0/6.0 mm Diameter, Overall Length 130 mm	Diámetro 4.0/6.0 mm, Longitud total 130 mm. Marca el lugar de un túnel



C-176T

Маркер для операции LASIK	LASIK Marker	Marcador para LASIK
Диаметр 8 мм, 3 асимметричных линии для правильного позиционирования лоскута, длина 130 мм	Optical zone 8 mm, 3 marking lines, asymmetrical, to ensure correct placement of corneal flap, overall length 130 mm	Zona óptica 8 mm, 3 hojas asimétricas, por garantizar la correcta colocación del colgajo corneal. Longitud total 130 mm






C-191T

Гравитационный маркер горизонтальной оси	LRI Slit Lamp Gravity Marker at 3'-9'	ILR Marcador de Gravedad para la lámpara hendida
Разметка на 3'-9', используется под щелевой лампой, длина 137 мм	Used to mark horizontal axis; round handle, Length 137 mm	Para marcar el eje horizontal; Longitud total 137 mm



Ручка скальпеля Для алмазного/сапфирового лезвия, прямая, ø 6,8 мм	**Knife Handle** For diamond/sapphire blades, straight, D= 6.8 mm	**Mango para filos** De diamante/zafiro, recto, D = 6.8 mm	**K-10**
Ручка скальпеля Для алмазного/сапфирового лезвия, прямая, ø 7,4 мм	**Knife Handle** For diamond/sapphire blades, straight, D = 7.4 mm	**Mango de cuchillete** Para filos de diamante/zafiro, recto, D = 7.4 mm	**K-20**



Универсальный нож для катаракты 45 градусов, прямая ручка, ширина лезвия 1.0 мм, длина 110 мм	**Straight Universal Knife** 45 Degree Single Edge Blade, Titanium Handle, Blade width 1.0 mm, Length 110 mm	**Cuchillete Recto Universal Diamante 1.0 mm 45°** De filo único, Mango de Titanio, Longitud total 110 mm	 **DK050**
Универсальный нож для катаракты 45 градусов, двусторонняя заточка, прямая ручка, ширина лезвия 1.0 мм, длина 110 мм	**Straight Universal Knife** Double Edge 1.0 mm, 45 degrees, Titanium Handle, Length 110 mm	**Cuchillete Recto Universal Diamante 1.0 mm 45°** De filo doble, Mango de Titanio, Longitud total 110 mm	 **DK052**
Универсальный трех-фасетный нож для катаракты Ширина лезвия 1.0 мм, длина 110 мм, прямая ручка	**Straight Universal Knife** Trifacet Blade, 1.0 mm, Titanium Handle, Length 110 mm	**Cuchillete Recto Universal Diamante 1.0 mm** Trifacet, Mango de Titanio, Longitud total 110 mm	 **DK053**

ANGLED PHACO KNIVES | ножи для факоэмульсификации и непроникающей хирургии глаукомы



Нож для операции «прозрачная роговица» Изогнутая под углом ручка, ширина лезвия 2.8 мм, длина 130 мм	**Clear Cornea Phaco Knife** 2.8 mm Wide, Angled Titanium Handle, Length 130 mm	**Diamante 2.8 mm** Filo Córnea-Clara, Mango angulado de titanio, Longitud total 130 mm	 **DK072**
Нож для операции «прозрачная роговица» Изогнутая под углом ручка, ширина лезвия 3.2 мм, длина 130 мм	**Clear Cornea Phaco Knife** 3.2 mm Blades, Angled Titanium Handle, Length 130 mm	**Diamante 3.2 mm** Filo Córnea-Clara, Mango angulado de titanio; Longitud total 130 mm	 **DK074**
Бесфасеточный круглый нож Изогнутая под углом ручка, ширина лезвия 2 мм, длина 130 мм	**Crescent Knife** 2.0 mm Round Blade, Angled Titanium Handle, Length 130 mm	**Diamante 2.0 mm** Filo Redondo Crescent, Mango angulado de titanio, Longitud total 130 mm	 **DK092**

CILITA

MICROSURGICAL KNIVES | микрохирургические скальпели

ANGLED PHACO KNIVES | ножи для факоэмульсификации и непроникающей хирургии глаукомы



DK101




Трапецеидальный самопогружающийся нож	Trapezoid Self-Diving Diamond Knife	Diamante 2.7/3.2 mm
Изогнутая под углом ручка, ширина лезвия 2.7/3.2 мм, длина 130 мм	2.7/3.2 mm Blade Angled Titanium Handle, Length 130 mm	Filo trapezoidal, Mango angulado de titanio, Longitud total 130mm



DK104

Трапецеидальный самопогружающийся нож	Trapezoid Self-Diving Diamond Knife	Diamante 2.3/2.8 mm
Изогнутая под углом ручка, ширина лезвия 2.3/2.8 мм, длина 130 мм	2.3/2.8 mm Blade Angled Titanium Handle, Length 130 mm	Filo trapezoidal, Mango angulado de titanio, Longitud total 130 mm


SAPPHIRE SIDEPORT KNIVES | универсальные сапфировые ножи



SK-050




Универсальный нож для катаракты	Universal Cataract Knife	Cuchillete de Zafiro Universal para Catarata de filo único
Одна режущая кромка, прямая ручка, длина 130 мм 1.0 мм / 45° 2.0 мм / 45° 1.0 мм / 30°	Single Edge; Straight Handle, Length 130 mm 1.0 mm / 45° 2.0 mm / 45° 1.0 mm / 30°	Mango recto, Longitud total 130 mm 1.0 mm / 45° 2.0 mm / 45° 1.0 mm / 30°




SK-052

Универсальный нож с двумя режущими кромками	Universal Cataract Knife	Cuchillete de Zafiro Universal para Catarata de filo doble
Ширина лезвия 1.00 мм, 45°, прямая ручка, длина 130 мм	Double Edge, 1.0 mm, 45°; Straight Handle, Length 130 mm	1.0 mm 45°, Mango recto, Longitud total 130 mm




SK-053

Универсальный трех-фасетный нож для катаракты	Universal Trifacet Cataract Knife	Cuchillete de Zafiro Universal Trifacet para Catarata
Прямой, длина 130 мм 1.00 мм; 1.20 мм	Straight handle, Length 130 mm 1.00 mm; 1.20 mm	Mango recto, Longitud total 130 mm 1.00 mm; 1.20 mm




SK-070

Универсальный нож с двойным ланцетовидным лезвием	Universal Knife with Double Lancet-shaped Blade	Cuchillete de Zafiro Universal, Filo Doble de Lanceta
0.25 мм, 0.30 мм, 0.35 мм, 0.45 мм, 0.5 мм, 0.75 мм, 1.00 мм, 1.20 мм, 1.80 мм	0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, 0.45 mm, 0.5 mm, 0.75 mm, 1.00 mm, 1.20 мм, 1.80 mm	0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, 0.45 mm, 0.5 mm, 0.75 mm, 1.00 mm, 1.20 мм, 1.80 mm



SK-071

Универсальный нож с ланцетовидным лезвием	Universal Knife with Double Lancet-shaped Blade	Cuchillete de Zafiro Universal de Lanceta
1.00 мм, 35°, прямая ручка, длина 130 мм	35° blade, straight handle, length 130 mm, 1.00 mm	35°, Mango recto, Longitud total 130 mm, 1.00 mm





SK-092

Бесфасетный круглый нож

Изогнутая под углом ручка, длина 130 мм.
2.00 мм; 2.20 мм; 2.50 мм; 2.80 мм

Crescent Tunnel Knife

Angled Handle;
Length 130 mm.
2.00 mm; 2.20 mm; 2.50 mm; 2.80 mm

Cuchillete de Zafiro Crescent Tunnel

Mango angulado;
Longitud total 130 mm
2.00 mm; 2.20 mm; 2.50 mm; 2.80 mm



SK-172 - SK-175

Нож с двусторонней заточкой, изогнутая под углом ручка


Угол лезвия 60 градусов, длина 130 мм
2.50 мм; 2.65 мм; 2.75 мм; 2.80 мм; 3.00 мм; 3.20 мм; 5.20 мм

Double-Edged Knife

Blade 60 degrees; Angled Handle; Length 130 mm
2.50 mm; 2.65 mm; 2.75 mm; 2.80 mm; 3.00 mm; 3.20 mm; 5.20 mm

Faco Cuchillete de Zafiro

Filo Doble 60 grados;
Mango angulado;
Longitud total 130 mm
2.50 mm; 2.65 mm; 2.75 mm; 2.80 mm; 3.00 mm; 3.20 mm; 5.20 mm



SK-701 - SK-711

Нож для операции «прозрачная роговица»

Изогнутая под углом ручка, угол лезвия 60 градусов, длина 130 мм.
1.00 мм, 1.20 мм, 1.50 мм, 2.20 мм, 2.40 мм, 2.50 мм, 2.65мм, 2.75 мм, 2.80 мм, 3.00 мм, 3.20 мм

Clear Cornea Phaco Knife

Angled Handle; Blade 60 degree; Length 130 mm.
1.00 mm, 1.20 mm, 1.50 mm, 2.20 mm, 2.40 mm, 2.50 mm, 2.65 mm, 2.75 mm, 2.80 mm, 3.00 mm, 3.20 mm

Faco Cuchillete de Zafiro, Córnea-Clara

Mango angulado; Filo 60 grados; Longitud Total 130 mm
1.00 mm, 1.20 mm, 1.50 mm, 2.20 mm, 2.40 mm, 2.50 mm, 2.65 mm, 2.75 mm, 2.80 mm, 3.00 mm, 3.20 mm



SK-301 - SK-307

Трапецеидальный самопогружающийся нож

Изогнутая под углом ручка, длина 130 мм
1.20 мм, 1.30 мм, 2.20 мм, 2.40 мм, 2.90 мм, 3.20 мм, 3.40 мм

Trapezoid Knife


Angled Handle, Length 130 mm
1.20 mm, 1.30 mm, 2.20 mm, 2.40 mm, 2.90 mm, 3.20 mm, 3.40 mm

Cuchillete de Zafiro Trapezoidal

Mango angulado;
Longitud total 130 mm
1.20 mm, 1.30 mm, 2.20 mm, 2.40 mm, 2.90 mm, 3.20 mm, 3.40 mm

CILITA

MICROSURGICAL HOOKS | микрохирургические крючки



H-020TH



Крючок для радужной оболочки

Рабочая часть 10 мм изогнута под углом, кончик 1 мм, длина 122 мм

Iris Hook

Angled, 10 mm angle to tip,1 mm tip, overall length 122 mm

Gancho de Iris

Angulado, 10 mm de la punta hasta la curva, punta de 1 mm, longitud total 122 mm



H-0201TH



Крючок для радужной оболочки

С шариком на конце, изогнут под углом, длина 122 мм

Iris Hook

Ball-shaped Tip, Angled, Length 122 mm

Gancho de Iris

Angulado, punta en forma de bolilla, Longitud total 122 mm



H-021TH



Крючок для радужной оболочки по Левицки

Крючок 0.5 мм на 10 мм рабочем конце, длина 122 мм

Lewicky Iris Hook

Vaulted Shank, 0.5 mm Tip, 10 mm angle to tip, length 122 mm

Gancho Lewicky

Punta de 0.5 mm, 10 mm de la punta hasta la curva, longitud total 122 mm



H-030TH



Крючок для радужной оболочки по Куглен


Н-образная форма, длина 122 мм

Kuglen Iris Hook and Lens Manipulator

Angled, push-pull H-shaped Tip, Length 122 mm

Manipulador de lentes y gancho para iris Kuglen

Angulado, Longitud total 122 mm



H-032TH



Крючок по Сински

Рабочая часть 10 мм изогнута под углом, кончик 0,5 мм, длина 122 мм

Sinskey Lens Manipulating Hook

Angled; 0.5 mm tip, 10 mm angle to tip; Length 122 mm

Manipulador de lentes Sinskey

Angulado, punta de 0.5 mm, 10 mm de la punta hasta la curva, Longitud total 122 mm



H-0321TH



Крючок по Сински

Прямой, кончик 0,5 мм, длина 122 мм

Sinskey Hook

Straight, 0.5 mm tip, Overall Length 122 mm

Gancho Sinskey

Recto, punta 0.5 mm, Mango Redondo, Longitud Total 122 mm



Крючок по Сински

Обратный, рабочая часть 10 мм изогнута под углом, кончик 0,5 мм, длина 122 мм

Reversed Sinskey Hook

0.5 mm blunt tip, 10 mm from tip to bend; Overall Length 122 mm

Gancho Sinskey Revertido

Punta roma 0.5 mm, 10 mm de la punta hasta la curva, Longitud Total 122 mm



H-0322TH



Крючок для десцеметовой мембраны

С изогнутой по радиусу рабочей частью 15 мм, кончик в виде «когтя» 0,9 мм, длина 125 мм

Hook for Descemet's Membrane

Curved shaft 15 mm long, claw-shaped tip 0.9 mm, Length 125 mm

Gancho para la membrana de Descemet

Brazo curvo de 15 mm, punta en forma de garra de 0.9 mm, Longitud total 125 mm



H-0323TH



Манипулятор для линз по Лестеру


Рабочая часть 10 мм изогнута под углом, кончик 0.2 мм, длина 120 мм

Lester IOL Manipulator

Angled, 10 mm from tip to bend, 0.2 mm tip, Length 120 mm

Manipulador Lester para LIO

Anglulado, 10 mm de la punta hasta la curva, punta de 0.2 mm, Longitud total 120 mm



H-0331TH



Вращатель для ядра по Бехерту

Рабочая часть изогнута под углом, Y-образный рабочий кончик, длина 122 мм

Bechert Lens Manipulator

Blunt Y-Shaped Tip, Angled, 12 mm angle to tip; Length 122 mm

Manipulador de lente Bechert

En forma Y, Angulado, 12 mm de la punta hasta la curva, Longitud total 122 mm



H-034TH



Вращатель ядра


Y-образный кончик находится в одной плоскости с изгибом, длина 122 мм

Nucleus Rotator

Y-shaped tip is in the plane of bend, length 122 mm

Rotador de Lente

Punta en forma de Y está en el plano de la curva, Longitud total 122 mm



H-0341TH



Вращатель ядра

кончик с выступом в виде ассимметричной буквы U, длина 122 мм

Nucleus Rotator

Asymmetric U-shaped tip, Length 122mm

Rotador de Lente

Punta en forma de la letra U asimétrica, Longitud total 122 mm



H-0342TH

CILITA

MICROSURGICAL HOOKS | микрохирургические крючки



H-035TH



Крючок по Рентшу	Rensch Boat Hook	Rotador de lente Rentsch «Gancho de bote»
прямой, двусторонний кончик, длина 123 мм	Straight, Two-sided Tip, length 123 mm	Recto, Longitud total 123 mm



H-036TH



Крючок по Фензлу	Fenzl Lens Manipulating Hook	Manipulador Fenzl para LIO
Рабочая часть 10 мм изогнута под углом, длина 120 мм	Angled, 10 mm angle to tip; Length 120 mm	Angulado, 10 mm de la punta hasta la curva, Longitud total 120 mm



H-037TH




Манипулятор для линз	IOL Manipulator	Manipulador para LIO
Рабочая часть 10 мм изогнута под углом, кончик «пуговкой» 0.45 мм, длина 122 мм	Angled, 10 mm angle to tip, button-shaped tip 0.45 mm, Length 122 mm	Angulado, 10 mm de la punta hasta la curva, punta en forma de botón 0.45 mm, Longitud total 122 mm






Крючок для мышц по Грэфу, длина 140 мм	Graefe Muscle Hook, Overall Length 140 mm	Gancho de Músculo Graefe, Longitud Total 140 mm
H-0401TH Размер 1: 1,0 x 8,0 мм	Size 1: 1.0 x 8.0 mm	Tamaño 1, 1.0 x 8.0 mm
H-0402TH Размер 2: 1,5 x 10,0 мм	Size 2: 1.5 x 10.0 мм	Tamaño 2, 1.5 x 10.0 mm
H-0403TH Размер 3: 2,0 x 12,0 мм	Size 3: 2.0 x 12.0 мм	Tamaño 3, 2.0 x 12.0 мм





Крючок для мышц, тонкий кончик с миниатюрной головкой в виде луковицы, длина 130 мм	Delicate Muscle Hook, Bulbous-shaped Micro tip, Length 130 mm	Gancho de Músculo delicado, Micro punta Longitud Total 130mm
H-0405TH Кончик 10 мм	10 mm tip	Punta 10 mm
H-0406TH Кончик 8 мм	8 mm tip	Punta 8 mm



H-060TH



Крючок для операции по поводу отслойки сетчатки по Гассу, плоский крючок 13 мм, длина 140 мм	Gass Retinal Detachment Hook Flat Hook 13 mm; Length 140 mm	Gancho para desprendimiento retinal Gass, gancho plano de 13 mm, Longitud 140 mm
Овальное отверстие 0,7 x 1,5 мм	Oval hole 0.7 x 1.5 mm	Orificio oval 0.7 x 1.5 mm



H-0600TH

Круглое отверстие D=1,5 мм	Round hole D=1.5 mm	Orificio redondo D=1.5 mm

CILITA



Крючок для мышц по Грину

Плоская рабочая часть длиной 7 мм, общая длина 130 мм

Green Muscle Hook

Flat working part 7 mm long, Overall Length 130 mm

Gancho de Músculo Green

La parte operativa de 7 mm, Longitud total 130 mm



H-066



Крючок для радужной оболочки

Кончик К-образной формы, прямой, общая длина 130 мм

Iris Hook

K-shaped tip, Straight, Overall Length 130 mm

Gancho de Iris

Recto, punta en forma K, Longitud total 130 mm



HT-401TH



Крючок для радужной оболочки

Кончик К-образной формы, изогнут под углом, длина 130 мм

Iris Hook

K-shaped Tip, Angled, Length 130 mm

Gancho de Iris

Angulado, punta en forma K, Longitud total 130 mm



HT-4011TH



Манипулятор для ИОЛ

V-образной формы, прямой, длина 130 мм

IOL Manipulator

Straight, V-shaped, Overall Length 130 mm

Manipulador para LIO

Recto, en forma V, Longitud total 130 mm



HT-429TH



Манипулятор по Драйсдейлу

Лопаткообразный кончик, длина 127 мм

Drysdale Nucleus Manipulator

Paddle shaped tip, Length 127 mm

Manipulador del núcleo Drysdale

Punta en forma de pala, Longitud Total 127 mm



HT-431TH



Крючок-манипулятор с кончиком в виде шарика

D=0,4 мм, прямой, длина 122 мм

IOL manipulator

Straight, ball-shaped tip D=0.4 mm, overall length 122 mm

Manipulador del núcleo

Recto, punta en forma de bolilla D = 0.4 mm, Longitud total 122 mm



HT-432TH



Крючок-манипулятор, изогнутый, с кончиком в виде шарика

Кончик D = 0,4 мм, длина 122 мм

Модель по Акахоши, кончик D = 0,5 мм, длина 125 мм

IOL manipulator, Angled, ball-shaped tip

Tip D = 0.4 mm, overall length 122 mm

Akahoshi model, tip D = 0.5 mm, overall length 125 mm

Manipulador del núcleo, Angulado, punta en forma de bolilla


Diámetro de la punta 0.4 mm, Longitud total 122 mm

Modelo de Akahoshi, diámetro de la punta 0.5 mm, Longitud total 125 mm



HT-433TH

HT-435TH



P-025T



Разламыватель ядра по Эрнесту	Ernest Nucleus Cracker	Quebrador del Núcleo Ernest
Плоская ручка, перекрестное действие, длина 106 мм	Cross-Action, Flat Handle, Titanium, Length 106 mm	Mango Plano, Titanio, Longitud total 106 mm



P-111S



Пречоппер изогнутый под углом	Prechopper Angled	Prechopper Angulado
Перекрестное действие, круглая ручка, максимальное раскрытие 2.8 мм, длина 115 мм	Cross-Action, Max. opening 2.8 mm, Round Handle, Stainless Steel, Length 115 mm	Apertura maximal 2.8 mm; Mango redondo, Acero inoxidable, Longitud total 115 mm



P-112S




Пречоппер изогнутый по радиусу	Prechopper Curved	Prechopper Curvado
Перекрестное действие, круглая ручка, максимальное раскрытие 2.8 мм, длина 115 мм	Cross-Action, Max.Opening 2,8 mm, Round Handle, Stainless Steel, Overall Length 115 mm	Apertura maximal 2.8 mm; Acero inoxidable, Longitud total 115 mm



P-116S



Пречоппер прямой	Combo Prechopper Straight	Prechopper Combo Akahoshi
Комбинированный, специально разработан для мягких и твердых ядер, тупой и острый рабочие концы, максимальное раскрытие 2,8 мм, длина 120 мм	For splitting soft and hard nuclei, Sharp and blunt working edges, overall length 120 mm. Max. opening 2.8 mm	Recto, para dividir el núcleo blando y duro, Longitud total 120 mm. Apertura maximal 2.8 mm




P-0201T



Пинцет для удаления фрагментов ядра по Канзасу	Kansas Nucleus Fragment Removing Forceps	Pinza Kansas para fragmentos de núcleo
Изогнутые под углом бранши, два ряда зубцов на кончиках, длина 106 мм	Angled, Two Rows of delicate teeth, Length 106 mm	Angulada, dientes delicados, Longitud total 106 mm



Факочоппер по Нагахара, длина режущей кромки 0,45 мм, общая длина 120 мм	**Nagahara Phaco Chopper, cutting edge length 0.45 mm, Overall length 120 mm**	**Chopper Nagahara, el borde cortante 0.45 mm, Longitud total 120 mm**
Для использования в левой руке	For use in left hand	Para usar en la mano izquierda
Для использования в правой руке	For use in right hand	Para usar en la mano derecha




P-063TH

P-064TH




Универсальный факочоппер по Роузену	**Rosen Phaco Chopper**	**Chopper Rosen Universal**
Длина режущей кромки 0,85 мм, общая длина 120 мм	Universal, cutting edge length 0.85 mm, Overall length 120 mm	El borde cortante 0.85 mm, Longitud total 120 mm



P-065TH



Факорассекатель, кончик изогнут в сторону, длина 120 мм	**Phaco Cleaver, Tip curved outwards, Length 120 mm**	**Faco Chopper, la punta curvada hacia el exterior, Longitud 120 mm**
Для использования в левой руке	For use in left hand	Para usar en la mano izquierda
Для использования в правой руке	For use in right hand	Para usar en la mano derecha




P-068TH

P-069TH




Факочоппер типа «коготь»	**Nucleus «Claw» Chopper,**	**Faco Chopper, Universal**
Универсальный, рабочая часть изогнута по радиусу, кончик 1,5 мм, длина 120 мм	Universal, Curved shaft, 1.5 mm tip, Overall Length 120 mm	Punta en forma de garra, con brazo curvo, punta de 1.5 mm, Longitud total 120 mm



P-072TH



Факочоппер для вертикального чопа	**Quick Chopper**	**Faco Chopper para técnica de chop rápida**
Кончик 0,75 мм, общая длина 120 мм	0.75 mm Tip, Overall Length 120 mm	Punta 0.75 mm, Longitud total 120 mm




P-125TH

CILITA


PHACOEMULSIFICATION | факоэмульсификация

PHACO CHOPPERS | факочопперы






	Чоппер по Сайбелу, каплевидный сглаженный кончик, изогнутый под углом, общая длина 120 мм	Seibel Chopper, Drop-shaped smooth tip, Angled, Overall Length 120 mm	Chopper Seibel, Angulado, Punta suavizada en forma de gota, Longitud total 120 mm
P-073TH	Для использования в правой руке	For use in right hand	Para usar en la mano derecha
P-074TH	Для использования в левой руке	For use in left hand	Para usar en la mano izquierda






	Чоппер по Сайбелу, каплевидный сглаженный кончик, прямой, общая длина 120 мм	Seibel Chopper, Drop-shaped smooth tip, Straight, Overall Length 120 mm	Chopper Seibel, Recto, Punta suavizada en forma de gota, Longitud total 120 mm
P-075TH	Для использования в правой руке	For use in right hand	Para usar en la mano derecha
P-076TH	Для использования в левой руке	For use in left hand	Para usar en la mano izquierda






	Факочоппер, атравматический кончик, рабочая часть длиной 12 мм, общая длина 125 мм	Phaco Chopper, atraumatic tip, 12 mm shaft, Overall Length 125 mm	Faco Chopper, la punta atraumática, brazo de 12 mm, Longitud total 125 mm
PT-482TH	Универсальный, кончик 0,9 мм	Universal, 0.9 mm tip	Universal, punta de 0.9 mm
PT-485TH	Универсальный, кончик 1,1 мм	Universal, 1.1 mm tip	Universal, punta de 1.1 mm
PT-486TH	Для использования в левой руке, кончик 1,8 мм	For use in left hand, 1.8 mm tip	Para usar en la mano izquierda, punta de 1.8 mm
PT-487TH	Для использования в правой руке, кончик 1,8 мм	For use in right hand, 1.8 mm tip	Para usar en la mano derecha, punta de 1.8 mm
PT-4881TH	Для использования в левой руке, кончик 1,0 мм	For use in left hand, 1.0 mm tip	Para usar en la mano izquierda, punta de 1.0 mm
PT-489TH	Универсальный, кончик 1,3 мм	Universal, 1.3 mm tip	Universal, punta de 1.3 mm






Факочоппер, универсальный	**Phaco Chopper, Universal**	**Faco Chopper, universal**	
Режущая кромка изогнута по радиусу, кончик 2,0 мм, общая длина 125 мм	Curved cutting edge, 2.0 mm tip, Overall Length 125 mm	El borde cortante curvado, punta de 2.0 mm, Longitud total 125 mm	PT-483TH





Факочоппер	**Phaco Chopper**	**Faco Chopper**	
Для использования в левой руке, рабочая часть изогнута по радиусу, кончик 1,2 мм, общая длина 125 мм	For use in left hand, Curved shaft, 1.2 mm tip, Overall Length 125 mm	Para usar en la mano izquierda, con brazo curvo, punta de 1.2 mm, Longitud total 125 mm	PT-488TH






Факочоппер, атравматический кончик, рабочая часть длиной 12,5 мм, общая длина 120 мм	**Phaco Chopper, atraumatic tip, 12.5 mm shaft, Overall Length 120 mm**	**Faco Chopper, la punta atraumática, brazo de 12.5 mm, Longitud total 120 mm**	
Универсальный, кончик 1,6 мм	Universal, 1.6 mm tip	Universal, punta de 1.6 mm	P-1432TH
Универсальный, кончик 2,0 мм	Universal, 2.0 mm tip	Universal, punta de 2.0 mm	P-1433TH
Универсальный, кончик 2,3 мм	Universal, 2.3 mm tip	Universal, punta de 2.3 mm	P-1434TH
Для использования в правой руке, кончик 2,0 мм	For use in right hand, 2.3 mm tip	Para usar en la mano derecha, punta de 2.3 mm	P-1436TH

CILITA

PHACOEMULSIFICATION | факоэмульсификация


PHACO CHOPPERS | факочопперы



P-077TH




Факочоппер и толкатель для узкого зрачка	Small Pupil Hook & Phaco Chopper	Gancho para pupila pequeña y Faco chopper
Универсальный кончик 0,6 мм, длина 120 мм	Universal, 0.6 mm tip, Length 120 mm	Universal, punta de 0.6 mm, longitud total 120 mm



P-094TH




Фако шпатель двусторонний	Phaco Spatula	Faco Espátula
Фако разделитель по Розену + вращатель ядря по Акахоши, длина 117 мм	Rosen Phaco Splitter & Akahoshi Nucleus Manipulator; overall length 117 mm	Chopper Rosen y Manipulador del núcleo Akahoshi, Longitud total 117 mm



P-095TH




Фако шпатель по Ровену	Rowen Phaco Spatula	Rowen Espátula
Фако разделитель по Розену + вращатель ядра по Бехерту, длина 130 мм	Rosen Phaco Chopper & Bechert Nucleus Rotator, overall length 130 mm	Chopper Rosen y Rotador del Núcleo Bechert, Longitud total 130 mm



P-1435TH



Крючок-факочоппер, универсальный	Phaco Chopper (both RHD & LHD)	Chopper (para uso diestro y zurdo)
Острый рабочий кончик длиной 1.7 мм, длина 120 мм	Sharp working end 1.7 mm, overall length 120 mm	Parte operativa aguda 1.7 mm, Longitud total 120 mm




P-1437TH



Факочоппер универсальный	Universal Phaco Chopper	Chopper (para uso diestro y zurdo)
В форме иглы, острый кончик длиной 2 мм, длина 120 мм	Needle-shaped Tip 2 mm, Overall Length 120 mm	Punta 2 mm en forma de aguja, Longitud total 120 mm





P-070TH

P-0701TH

Шпатель для ядра по Коху, слегка изогнут, кончик в виде утиного клюва, с зазубринками

Деликатный кончик шириной 0,5 мм, общая длина 123 мм

Утолщенный кончик, укороченная ручка, общая длина 93 мм

Koch Nucleus Spatula, Slightly Curved; Duck-bill Shaped Tip

Delicate tip 0.5 mm wide, Overall length 123 mm


Reinforced tip, shortened handle, overall length 93 mm

Espátula del Núcleo Koch, Curvada, Punta en forma de pico de pato

Punta delicada de 0.5 mm de ancho, longitud total 123 mm

Punta reforzada, mango corto, longitud total 93 mm





P-096TH

Поддерживатель для ядра

Инструмент для второй руки при твердых катарактах, используется с пречопперами, длина 120 мм


Nucleus Sustainer with Ball Shaped Tip

Second Hand Instrument for Hard Cataracts, to be used with prechoppers, Length 120 mm

Sostenedor del Núcleo

Punta en forma de bolilla, para cataratas duras, uso con prechoppers, Longitud total 120 mm





P-097TH

Микрофингер

Кончик 1,6 мм; длина 120 мм


Micro Finger

1.6 mm tip, Overall Length 120 mm

Micro Finger

Punta 1.6 mm, Longitud total 120 mm





P-101TH

Инструмент для полировки задней капсулы

Изогнут под углом 45˚, длина 120 мм


Posterior Capsule Polisher

Angled at 45˚, Length 120 mm

Pulidor de cápsula posterior

Angulado en 45˚, Longitud total 120 mm





P-102TH

Инструмент для полировки капсулы, двусторонний

Для левой и правой руки, диаметр кольца 1 мм, длина 130 мм

Double-ended Capsule Polisher

For left and right hand, D = 1 mm, Length 130 mm

Pulidor de cápsula, doble

Para la mano izquierda y derecha, D=1 mm, Longitud total 130 mm



P-081



Ручка для ирригации при бимануальной технике	Irrigation Handpiece For Bimanual Technique	Pieza de Irrigación bimanual
2x0.35 мм боковые отверстия, 21 калибр, длина 103 мм	21 Ga, female connector, dual 0.35 mm side ports; Length 103 mm	21 Ga, Conectador femenino, Puertos laterales de 0.35 mm; Longitud total 103 mm



P-082



Ручка для аспирации при бимануальной технике	Aspiration Handpiece For Bimanual Technique	Pieza de Aspiración bimanual
1x0.35 мм боковое отверстие на верхушке, 21 калибр, длина 103 мм	21 Ga, male connector, One Top Port 0.35 mm; Length 103 mm	21 Ga, Conectador masculino, Puerto superior de 0.35 mm; Longitud total 103 mm



P-0821



Ручка для аспирации при бимануальной технике	Aspiration Handpiece For Bimanual Technique	Pieza de Aspiración bimanual
1x0.35 мм боковое отверстие на верхушке, 22 калибр, полирующий кончик; длина 103 мм	22 Ga, male connector, One Top Port 0.35 mm, polishing tip; Length 103 mm	22 Ga, Conectador masculino, Puerto superior de 0.35 mm, punta de pulido, Longitud total 103 mm



P-081-23



Ручка для ирригации при бимануальной технике	Irrigation Handpiece For Bimanual Technique	Pieza de Irrigación Bimanual
2x0.35 мм боковые отверстия, 23 калибр, длина 103 мм	23 Ga, dual 0.35 mm side ports Length 103 mm	Con 2 puertos laterales de 0.35 mm, 23 Ga, Longidud total 103 mm



P-0821-23



Ручка для аспирации при бимануальной технике	Aspiration Handpiece For Bimanual Technique	Pieza de Aspiración Bimanual
1x0.35 мм боковое отверстие на верхушке, 23 калибр, полирующий кончик, длина 103 мм	23 Ga, Polishing Tip, One Top Port 0.35mm; Length 103 mm	Punta de pulido, con 1 puerto superior de 0.35 mm, 23 Ga, Longidud total 103 mm




Иглодержатель по Барракеру
Стандартные бранши 12 мм, прямой, без замка, круглая ручка, длина 100 мм

Barraquer Needle Holder
Standard Jaws 12 mm, Straight without Lock, Length 100 mm

Portaagujas Barraquer
Hojas 12 mm, recto, sin retén, Longitud total 100 mm



N-013T




Иглодержатель по Барракеру
Тонкие бранши 12 мм, прямой, без замка, круглая ручка, длина 100 мм

Barraquer Needle Holder
Fine Jaws 12 mm, Straight without Lock, Length 100 mm

Portaagujas Barraquer
Hojas finas 12 mm, recto, sin retén, Longitud total 100 mm



N-023T



Иглодержатель по Барракеру
Очень тонкие бранши 8 мм, изогнутый, без замка, круглая ручка, длина 100 мм


Barraquer Needle Holder
Extra Fine Jaws 8 mm, Curved without Lock, Length 100 mm

Portaagujas Barraquer
Hojas muy finas 8 mm, curvo, sin retén, Longitud total 100 mm



N-025T

NEEDLE HOLDERS MEDIUM SIZE | иглодержатели средние




Иглодержатель по Барракеру
Стандартные бранши 12 мм, изогнутый, без замка, круглая ручка, длина 115 мм

Barraquer Needle Holder
Standard Jaws 12 mm, Curved without Lock, Length 115 mm

Portaagujas Barraquer
Hojas 12 mm, curvo, sin retén, Longitud total 115 mm



N-031T



Иглодержатель по Барракеру
Тонкие бранши 12 мм, изогнутый, с замком, круглая ручка, длина 115 мм

Barraquer Needle Holder
Fine Jaws 12 mm, Curved With Lock, Length 115 mm

Portaagujas Barraquer
Hojas finas 12 mm, curvo, con retén, Longitud total 115 mm



N-040T


CILITA

NEEDLE HOLDERS | иглодержатели

NEEDLE HOLDERS MEDIUM SIZE | иглодержатели средние




N-041T



Иглодержатель по Барракеру	Barraquer Needle Holder	Portaagujas Barraquer
Тонкие бранши 12 мм, изогнутый, без замка, круглая ручка, длина 115 мм	Fine Jaws 12 mm, Curved without Lock, Length 115 mm	Hojas finas 12 mm, curvo, sin retén, Longitud total 115 mm




N-042T




Иглодержатель по Барракеру	Barraquer Needle Holder	Portaagujas Barraquer
Тонкие бранши 12 мм, слегка изогнутый, круглая ручка без замка, общая длина120 мм	Slightly Curved Narrow Jaws 12 mm, Without Lock, Overall Length 120 mm	Hojas finas 12 mm, ligeramente curvadas, sin retén, Longitud total 120 mm




N-045T



Иглодержатель по Барракеру	Barraquer Needle Holder	Portaagujas Barraquer
Очень тонкие бранши 8 мм, изогнутый, без замка, круглая ручка, длина 115 мм	Extra Fine Jaws 8 mm, Curved without Lock, Length 115 mm	Hojas muy finas 8 mm, curvo, sin retén, Longitud total 115 mm




N-050T




Иглодержатель по Кастровьехо	Castroviejo Needle holder	Portaagujas Castroviejo
Тонкие бранши 11 мм, прямой, с замком, длина 115 мм	Delicate Jaws 11 mm, Straight, With lock, Overall length 115 mm	Hojas delicadas 11 mm, recto, con retén, Longitud total 115 mm



N-051T



Иглодержатель по Кастровьехо	Castroviejo Needle holder	Portaagujas Castroviejo
Тонкие бранши 11 мм, прямой, без замка, длина 115 мм	Delicate Jaws 11mm, Straight, W/out lock, Overall length 115mm	Hojas delicadas 11mm, recto, sin retén, Longitud total 115mm



Иглодержатель по Кастровьехо

Тонкие бранши 9 мм, прямой, с замком, длина 125 мм

Castroviejo Needle holder


Delicate Jaws 9 mm, Straight, With lock, Overall length 125 mm

Portaagujas Castroviejo

Hojas delicadas 9 mm, recto, con retén, Longitud total 125 mm



N-052T



Иглодержатель по Кастровьехо


Тонкие бранши 9 мм, прямой, без замка, длина 125 мм

Castroviejo Needle holder


Delicate Jaws 9 mm, Straight, W/out lock, Overall length 125 mm

Portaagujas Castroviejo

Hojas delicadas 9 mm, recto, sin retén, Longitud total 125 mm



N-053T



Иглодержатель по Кастровьехо

Тонкие бранши 9 мм, изогнутый, с замком, длина 125 мм

Castroviejo Needle holder


Delicate Jaws 9 mm, Curved, With lock, Overall length 125 mm

Portaagujas Castroviejo

Hojas delicadas 9 mm, curvo, con retén, Longitud total 125 mm



N-054T



Иглодержатель по Кастровьехо

Тонкие бранши 9 мм, изогнутый, без замка, длина 125 мм

Castroviejo Needle holder


Delicate Jaws 9 mm, Curved, W/out lock, Overall length 125 mm

Portaagujas Castroviejo

Hojas delicadas 9 mm, curvo, sin retén, Longitud total 125 mm



N-055T



Иглодержатель по Барракеру

Широкие бранши 12 мм, изогнутый, с замком, круглая ручка, длина 125 мм

Barraquer Needle Holder

Strong Jaws 12 mm, Curved With Lock, Overall Length 125 mm

Portaagujas Barraquer

Hojas gruesas 12 mm, curvo, con retén, Longitud total 125 mm




N-090T

CILITA

NEEDLE HOLDERS | иглодержатели

NEEDLE HOLDERS LONG SIZE | иглодержатели длинные






N-091T

Иглодержатель по Барракеру	**Barraquer Needle Holder**	**Portaagujas Barraquer**
Широкие бранши 12 мм, изогнутый, без замка, круглая ручка, длина 125 мм	Strong Jaws 12 mm, Curved without Lock, Overall Length 125 mm	Hojas gruesas 12 mm, curvo, sin retén, Longitud total 125 mm





N-092T

Иглодержатель по Барракеру	**Barraquer Needle Holder**	**Portaagujas Barraquer**
Тонкие бранши 12 мм, изогнутый, без замка, круглая ручка, длина 125 мм	Fine Jaws 12 mm, Curved, without Lock, Overall Length 125 mm	Hojas finas 12 mm, curvo, sin retén, Longitud total 125 mm






N-081T

Иглодержатель по Кальту	**Kalt Needle Holder**	**Portaagujas Kalt**
Стандартные бранши 12 мм, изогнутый, плоская ручка с замком, длина 135 мм	Standard, Curved 12 mm Jaws, With Lock, Overall Length 135 mm	Hojas 12 mm, curvado, con retén, Longitud total 135 mm





N-190T

Иглодержатель по Барракеру	**Barraquer Needle Holder**	**Portaagujas Barraquer**
Бранши 10 мм, изогнутый, с замком, круглая ручка, длина 135 мм	Curved 10 mm Jaws, With Lock, Overall Length 135 mm	Hojas curvadas 10 mm, con retén, Longitud total 135 mm

CILITA





Зонды для слезных канальцев по Боуману, длина 140 мм	Bowman Lachrymal Probes, Length 140 mm	Sondas Lagrimales Bowman, Longitud total 140 mm	
Размер 0000 и 000, D = 0,4 и 0,5 мм	Size 0000-000, D = 0.4 & 0.5 mm,	Tamaño 0000-000, D = 0.4 & 0.5 mm,	D-010S
Размер 00 и 0, D = 0,7 и 0,8 мм	Size 00-0; D = 0.7 & 0.8 mm,	Tamaño 00-0; D = 0.7 & 0.8 mm,	D-011S
Размер 1-2, D = 0,9 и 1,1 мм	Size 1-2; D = 0.9 & 1.1 mm,	Tamaño 1-2; D = 0.9 & 1.1 mm,	D-012S
Размер 3-4, D = 1,3 и 1,4 мм	Size 3-4; D = 1.3 & 1.4 mm,	Tamaño 3-4; D = 1.3 & 1.4 mm,	D-013S
Размер 5-6, D = 1,5 и 1,6 мм	Size 5-6; D = 1.5 & 1.6 mm,	Tamaño 5-6; D = 1.5 & 1.6 mm,	D-014S
Размер 7-8, D = 1,8 и 1,9 мм	Size 7-8; D = 1.8 & 1.9 mm,	Tamaño 7-8; D = 1.8 & 1.9 mm	D-015S





Зонды глазные, каплевидные кончики. Общая длина 140 мм	Lachrymal Probes, drop-shaped tip, Overall Length 140 mm	Sondas Lagrimales, puntas en forma de gota, Longitud total 140 mm	
Размер 0000 и 000	Size 0000-000	Tamaño 0000-000	D-110S
Размер 00 и 0	Size 00-0	Tamaño 00-0	D-111S
Размер 1-2	Size 1-2	Tamaño 1-2	D-112S
Размер 3-4	Size 3-4	Tamaño 3-4	D-113S
Размер 5-6	Size 5-6	Tamaño 5-6	D-114S
Размер 7-8	Size 7-8	Tamaño 7-8	D-115S





Зонд для слезных канальцев типа «поросячий хвост», длина 140 мм	Pigtail Lachrymal Probe, Length 140 mm	Sonda Lagrimal Pigtail, Longitud total 140 mm	
«Глазки» по 0,4 мм, тупые кончики	Blunt tips, 0.4 mm holes	Puntas romas, orificios de 0.4 mm	D-030
«Глазки» по 0,5 мм, острые кончики	Sharp tips, 0.5 mm holes	Puntas agudas, orificios de 0.5 mm	D-0301

CILITA

PROBES | зонды





	Расширитель слезных канальцев по Вилдеру, длина 100 мм	Wilder Lacrimal Dilator, Length 100 mm	Dilatador Lagrimal Wilder, Longitud total 100 mm
D-050T	1-й размер, 19 мм	Size 1, 19 mm Taper	Tamaño 1, longitud cónico 19 mm
D-051T	2-й размер, 23 мм	Size 2, 23 mm Taper	Tamaño 2, longitud cónico 23 mm
D-052T	3-й размер, 32 мм	Size 3, 32 mm Taper	Tamaño 3, longitud cónico 32 mm





	Расширитель слезных канальцев по Малдуну	Muldoon Lachrymal Dilator	Dilatador Lagrimal Muldoon
D-061T	Длина 100 мм	Length 100 mm	Longitud total 100 mm



	Зонд конический для слезных канальцев №1 D = 0,25 мм	Cone-shaped Lachrymal Probe No 1 D = 0,25 mm	Sonda Lagrimal en forma de cono N1 D = 0,25 mm
D-0211			



	Зонд конический для слезных канальцев №2 D = 0,50 мм	Cone-shaped Lachrymal Probe No 2 D = 0,50 mm	Sonda Lagrimal en forma de cono N2 D = 0,50 mm
D-0221			



	Зонд конический для слезных канальцев №3 D = 0,75 мм	Cone-shaped Lachrymal Probe No 3 D = 0,75 mm	Sonda Lagrimal en forma de cono N3 D = 0,75 mm
D-0231			



	Трабекулотом, левый	Trabeculotomy Probe, Left	Sonda de Trabeculotomia, izquierda
D-070			



	Трабекулотом, правый	Trabeculotomy Probe, Right	Sonda de Trabeculotomia, derecha
D-071			





Крючок для трабекулотомии	Trabeculotomy Hook	Gancho para Trabeculotomia	
Длина рабочей части 14 мм, общая длина 120 мм	14 mm long, Overall Length 120 mm	14 mm de largo, Longitud total 120 mm	D-072

LACRIMAL SAC RETRACTORS | ретракторы слезного мешка



Лакримальный расширитель	Lacrimal Sac Retractor	Retractor para Saco Lagrimal	
Изогнутые зубцы 3х3, винтовой замок	Curved 3x3 Teeth, Screw Lock, Titanium	Dientes curvados 3x3, con tornillo, Titanio	L-090T



Ретрактор слезного мешка по Кнаппу	Knapp Lachrymal Sac Retractor	Retractor Knapp para Saco Lagrimal	
Вилкообразная рабочая часть с 4 зубцами, длина 140 мм	Blunt Four Prong Tip, Overall Length 140 mm	4 uñas romas, Longitud total 140 mm	R-014

LID RETRACTORS | векоподъемники



Векоподъемник по Десмарресу	Desmarres Lid Retractor	Retractor para Párpados Desmarres	
0 размер - 10 мм	Size 0 - 10 mm	Tamaño 0, 10 mm	R-020
1 размер - 13 мм	Size 1 - 13 mm	Tamaño 1, 13 mm	R-021
2 размер - 15 мм	Size 2 - 15 mm	Tamaño 2, 15 mm	R-022
3 размер - 17 мм	Size 3 - 17 mm	Tamaño 3, 17 mm	R-023
4 размер - 20 мм	Size 4 - 20 mm	Tamaño 4 - 20 mm	R-024




Ретрактор по Хельвестону	Helveston Tissue Retractor	Retractor del Tejido Helveston	
Тонкая изогнутая рабочая часть 7 мм	Thin curved blade 7 mm	Hoja curvada y fina 7 mm	R-030
Тонкая изогнутая рабочая часть 9 мм	Thin curved blade 9 mm	Hoja curvada y fina 9 mm	R-031
Тонкая изогнутая рабочая часть 11 мм	Thin curved blade 11 mm	Hoja curvada y fina 11 mm	R-032

CILITA

MISCELLANEOUS | разное

MISCELLANEOUS INSTRUMENTS | разные инструменты





M-001

Игла Ома	Ohm Ligature Needle	Aguja de ligadura de Ohm
Копьевидный шпатель с ушком для нити, общая длина 125 мм	With an Eye, Overall Length 125 mm	Con un orificio, Longitud total 125 mm





M-003

Цистотом микрохирургический	Cystotome curved	Cistotomo Qirúrgico
Изогнутый, длина 130 мм	Length 130 mm	Longitud total 130 mm





M-004

Крючок-копье для удаления инородных тел	Foreign Body Removing Pick	Removedor de cuerpo extraño
Длина 125 мм	Length 125 mm	Longitud total 125 mm





M-005

Склеральный депрессор по Шокету	Schocket Scleral Depressor	Depresor Escleral Doble tipo Schocket
С одной стороны «пуговка», с другой «молоточек», общая длина 175 мм	Double Working Parts: Hammer-shaped and Bulbous shaped, Overall Length 175 mm	Una parte en forma de martillo y la otra en forma de bulbo, Longitud total 175 mm





M-006

Термокаутер	Cautery	Cauterio
Округлая головка, длина кончика 6 мм	Ball-shaped tip with 6 mm long point	Bola con la punta de 6 mm





Воронка для LASEK	LASEK Alcohol Well	Embudo de Alcohol para LASEK
M-039 Диаметр кольца 4,8 мм	D = 4.8 mm	D = 4.8 mm
M-040 Диаметр кольца 8,5 мм	D = 8.5 mm	D = 8.5 mm





Перфоратор десцеметовой оболочки по Келли	**Kelly Descemet's Membrane Punch**	**Kelly Punch para esclerotomía**	**M-011**
Делает чистые круглые проколы 0.75 мм, не повреждая окружающую ткань, перекрестное действие, титановая ручка, рабочий конец из нержавеющей стали	Produces Clean 0.75 mm Round Hole Without Tissue Tags, Titanium Handle, Stainless Steel Tip, Length 130 mm	0.75 mm, mango de titánio, punta de acero inoxidable, Longitud total 130 mm	






Нож Сато	**Sato Corneal Knife**	**Cuchillete para cornea**	**M-012**
Длина 130 мм	Overall Length 130 mm	Modelo de Sato, Longitud total 130 mm	






Нож для создания тоннеля в роговице, общая длина 120 мм	**Delaminating Knife for Corneal Tunnel, Overall Length 120 mm**	**Cuchillete para crear el túnel corneal, Longitud total 120 mm**	**M-013**
Правый	Right	Derecho	
Левый	Left	Izquierdo	**M-0131**



Ложка для энуклеации	**Enucleation Spoon**	**Cucharilla de Enucleación**	**M-060**
Длина 145 мм	Overall Length 145 mm	Longitud total 145 mm	



Орбитальный ретрактор-шпатель по Шепенсу	**Schepens Forked Orbital Retractor**	**Retractor Orbital Schepens**	**M-061**
Длина 130 мм	Length 130 mm	Longitud total 130 mm	



Ложка для эвисцерации	**Bunge Evisceration Spoon**	**Cucharilla de Evisceración Bunge**	**M-062**
D = 13 мм, длина 138 мм	D = 13 mm, Overall length 138 mm	D = 13 mm, Longitud total 138 mm	



	Кюретка для халязиона по Мейерхофферу	Meyerhoefer Chalazion Curette	Cucharilla de Chalación Meyerhoefer
M-063	0 размер – 1.5 мм	Size 0 – 1.5 mm	Tamaño 0 – 1.5 mm
M-064	1 размер – 1.75 мм	Size 1 – 1.75 mm	Tamaño 1 – 1.75 mm
M-065	2 размер – 2.0 мм	Size 2 – 2.0 mm	Tamaño 2 – 2.0 mm
M-066	3 размер – 2.5 мм	Size 3 – 2.5 mm	Tamaño 3 – 2.5 mm
M-067	4 размер – 3.5 мм	Size 4 – 3.5 mm	Tamaño 4 – 3.5 mm
M-068	Диаметр 0.5 мм	D = 0.5 mm	D = 0.5 mm
M-069	Диаметр 1.0 мм	D = 1.0 mm	D = 1.0 mm



	Модифицированная хрусталиковая петля по Веберу	Weber Modified Lens Loop	Asa de Cristalino
M-071	Петля 6x9 мм с перекрестьем, длина 130 мм	6x9 mm Loop With Cross Hairs, Overall Length 130 mm	Tipo Weber, 6x9 mm, Longitud total 130 mm



	Хрусталиковая петля по Вайлдеру, общая длина 130 мм	Wilder Lens Loop, Overall Length 130 mm	Asa de Cristalino Tipo Wilder, estriada, Longitud total 130 mm
M-072	Длина петли 14 мм	Loop Length 14 mm	14 mm de largo
M-073	Длина петли 11 мм	Loop Length 11 mm	11 mm de largo



	Пластина для блефаропластики	Lid Plate	Plataforma para Párpados y Protector Ocular
M-50S	Стандартная, ширина 20 мм и 24 мм, длина 110 мм, нержавеющая сталь	20 mm And 24 mm Wide, Overall Length 110 mm, Stainless Steel	20 mm y 24 mm de ancho, Longitud total 110 mm, Acero Inoxidable



Кольцо фиксационное по Гимбелу для LASIK	Gimbel Stabilization Ring for LASIK	Gimbel Anillo de estabilización para LASIK	
С атравматическими зубцами на обеих сторонах, диаметр 13 мм, общая длина 132 мм	With atraumatic teeth on both sides, D = 13 mm, Overall Length 132 mm	Con dientes atraumáticos a ambos lados, D = 13 mm, Longitud total 132 mm	M-035T



Кольцо фиксационное по Файну-Торнтону, вращающееся открытое кольцо с зубцами, длина 100 мм	Fine-Thornton Swivel Fixation Ring, overall length 100 mm	Anillo para fijación de globe Fine-Thornton, Abierto U, Longitud total 100 mm	
Диаметр 14 мм	D = 14 mm	D = 14 mm	M-0341T
Диаметр 13 мм	D = 13 mm	D = 13 mm	M-036T

INJECTORS | инжекторы



Инжектор для имплантации ИОЛ одной рукой, пружина растяжения	Injector for One-hand IOL Implantation, tension spring	Inyector para lente intraocular, muelle de tracción	
Используется с картриджами A, B и C, без кольца	Used with A, B, and C cartridges, without a ring	Para los cartuchos A, B y C; sin anillo	M-2805
Используется с картриджами A, B и C, с кольцом	Used with A, B, and C cartridges, with a ring	Para los cartuchos A, B y C; con anillo	M-2806
Используется с картриджами D, без кольца	Used with D cartridges, without a ring	Para los cartuchos D; sin anillo	M-2807
Используется с картриджами D, с кольцом	Used with D cartridges, with a ring	Para los cartuchos D; con anillo	M-2808



Инжектор	Injector	Inyector	
Для имплантации складывающихся ИОЛ, с кольцом	For Foldable IOL Implantation, with a ring	Para lente intraocular plegable, con anillo	M-2853



Инжектор	Injector	Inyector	
Для введения внутрикапсульных колец	For capsular ring implantation	Para implantación de un anillo capsular	M-253



J-01S

J-015S



Выкусыватель по Керрисону, плечо 90 мм, общая длина 20 см, сталь	**Kerrison Rongeur, 90 mm Shaft, Overall Length 20 cm, Stainless Steel**	**Pinza Kerrison, vástago de 90 mm, Longitud total 20 cm, Acero Inoxidable**
Размер 3x3 мм	3x3 mm	3x3 mm
Размер 1,5x1,5 мм	1.5x1.5 mm	1.5x1.5 mm



J-04S



Кусачки костные по Бейеру	**Beyer Bone Rongeur**	**Pinza-Gubia Beyer**
Губки шириной 2 мм, общая длина 17 см, сталь	Jaws 2 mm wide, Overall Length 17 cm, Stainless Steel	Hojas 2 mm de ancho, Longitud total 17 cm, Acero Inoxidable



J-10S



Хирургическое долото по Весту	**West Lacrimal Chisel**	**Cincel Lagrimal tipo West**
Прямое, ширина 4 мм, общая длина 16 см, сталь	Straight, 4 mm wide, Overall Length 16 cm, Stainless Steel	Recto, 4 mm de ancho, Longitud total 16 cm, Acero Inoxidable



J-11S



Хирургическое долото по Фриру	**Freer Lacrimal Chisel**	**Cincel Lagrimal tipo Freer**
Изогнутое, ширина 4 мм, общая длина 16 см, сталь	Curved, 4 mm wide, Overall Length 16 cm, Stainless Steel	Curvo, 4 mm de ancho, Longitud total 16 cm, Acero Inoxidable



J-20S



Зеркало носовое	**Nasal speculum**	**Espéculo nasal**
Для взрослых, длина рабочей части 20 мм, общая длина 13.5 см, сталь	Adult, 20 mm, Overall Length 13.5 cm, Stainless Steel	Adulto, 20 mm, Longitud total 13.5 cm, Acero Inoxidable



J-30S



Элеватор носовой перегородки по Фриру	**Freer Periosteal Elevator**	**Elevador de Periostio tipo Freer,**
Прямой, тупой/острый кончики, общая длина 18 см, сталь	Sharp&Blunt Tips, Overall Length 18 cm, Stainless Steel	Recto, Puntas aguda y roma, Longitud total 18 cm, Acero Inoxidable

Gauge гейдж	**Inner Diameter** внутренний диаметр		**Outer Diameter** внешний диаметр	
	inch дюйм	**mm** мм	**inch** дюйм	**mm** мм
19 G	0.028	0.70	0.043	1.10
20 G	0.024	0.60	0.036	0.90
21 G	0.020	0.51	0.032	0.80
22 G	0.016	0.41	0.028	0.70
23 G	0.013	0.33	0.025	0.60
24 G	0.012	0.30	0.022	0.55
25 G	0.010	0.25	0.020	0.50
26 G	0.010	0.25	0.018	0.45
27 G	0.008	0.20	0.016	0.40
28 G	0.007	0.18	0.014	0.36
29 G	0.007	0.18	0.013	0.33
30 G	0.006	0.15	0.012	0.30

VITREORETINAL PRODUCTS | витреоретинальные инструменты

VITREORETINAL HANDLES | витреоретинальные ручки



V-001T

Ручка витреоретинальная
Универсальная модель с регулируемым механизмом внутри, круглая ручка, контроль 1 пальцем, общая длина 107 мм

Vitreoretinal Instrument Handle
Standard Model, One Finger Control, Titanium, Length 107 mm

Mango para Instrumental de Vítreo-Retina
Modelo tradicional, controlado por un dedo, Titanio, Longitud total 107 mm



V-003T

Ручка витреоретинальная
Клавишная, круглая ручка, контроль 2 пальцами, общая длина 90 мм

Vitreoretinal Instrument Handle
Squeeze Model, Two Finger Control, Titanium, Length 90 mm

Mango para Instrumental de Vítreo-Retina
Modelo del apretón, controlado por dos dedos, Titanio, Longitud total 90 mm

BACKFLUSH HANDPIECES | рефлюксные инструменты



V-6000

Рефлюксный инструмент с активной аспирацией
Общая длина 108 мм

Backflush Handpiece with Active Aspiration
Overall Length 108 mm

Backflush Activo
108 mm con control de aspiración

V-6000-zk

Сменная силиконовая трубка
Для рефлюксного инструмента с активной аспирацией, 10 шт. в упаковке

Silicone Tubing For Backflush Handpiece with Active Aspiration
10 pcs/box

Tubo de silicona para Backflush Aspiración Activa
10 unidades en una caja



V-6010

Рефлюксный инструмент с пассивной аспирацией
Общая длина 108 мм

Backflush Handpiece with Passive Aspiration
Overall Length 108 mm

Backflush Pasivo
108 mm con control de aspiración

V-6010-zk

Сменная силиконовая трубка
Для рефлюксного инструмента с пассивной аспирацией, 10 шт. в упаковке

Silicone Tubing For Backflush Handpiece with Passive Aspiration
10 pcs/box

Tubo de silicona para Backflush Aspiración Pasiva
10 unidades en una caja

CILITA

SCISSORS 20 G. Used with V-003T/V-001T handle | Ножницы 20 G. Используются с ручкой V-003T/V-001T

Вертикальные ножницы 70° с длинными острыми концами, для пилинга и разрезания тонких эпиретинальных мембран в плоскости, перпендикулярной плоскости сетчатки	**Vertical Vitreoretinal Scissors** 70°, Long Sharp Tips, for peeling and cutting epiretinal membranes in a plane perpendicular to the retinal plane, tip only	**Tijera Vertical** 70°, puntas largas y agudas, para cortar membranas en el plano perpendicular a la retina, 20 G, sólo un Terminal



V-202

FORCEPS 20 G. Used with V-003T/V-001T handle | Пинцеты 20 G. Используются с ручкой V-003T/V-001T

Витреоретинальный пинцет Прямой, 20 G, для захвата незрелых мембран	**End-Gripping Vitreoretinal Forceps** 20 G, tip only, for immature membrane gripping	**Pinza de Agarre de Membrana Inmadura** 20 G, sólo un Terminal



V-301

Витреоретинальный пинцет Прямой, обычный размер, суживающийся 20/23 G у основания, для захвата незрелых мембран	**End-Gripping Vitreoretinal Forceps** Tapered 23 G, tip only	**Pinza de Agarre** Se afina en 23 G, sólo un Terminal



V-3012

Витреоретинальный пинцет PICK 20 G	**PICK Forceps** 20 G, Tip only	**Pinza PICK** 20 G, sólo un Terminal



V-325

Витреоретинальный пинцет типа «крокодил» Бранши с насечками, 20 G	**Vitreoretinal Gripping Forceps** Serrated jaws, 20 G, tip only	**Pinza de Agarre con sierra** 20 G, sólo el Terminal




V-304

Пинцет для ВПМ (ILM) концезахватывающий по Эккарду 20 G	**Eckardt End-Gripping Forceps** 20 G	**Pinza de Agarre Eckardt** 20 G, sólo un Terminal



V-410

Пинцет для удаления инородных тел С тремя браншами, 20 G	**Intraocular Foreign Body Removal Forceps** Basket type, 20 G, Tip only	**Pinza para Cuerpo extraño** 20 G, con 3 brazos de agarre, sólo un Terminal



V-321

Пинцет для удаления инородных тел 2 чашеобразные бранши, 20 G	**Foreign Body Removal Forceps** With Cup Jaws, 20 G	**Pinza para Cuerpo extraño** 20 G, con 2 brazos de agarre en forma de taza, sólo un Terminal



V-313

CILITA

VITREORETINAL PRODUCTS | витреоретинальные инструменты

SCISSORS 23 G. Used with V-003T/V-001T handle | Ножницы 23 G. Используются с ручкой V-003T/V-001T



V-202-23

Вертикальные ножницы	Vertical Vitreoretinal Scissors	Tijera Vertical
45° с длинными острыми концами, для пилинга и разрезания тонких эпиретинальных мембран в плоскости, перпендикулярной плоскости сетчатки, 23 G	45°, Long Sharp Tips, for peeling and cutting epiretinal membranes in a plane perpendicular to the retinal plane, 23 G, tip only	45°, puntas largas y agudas; para cortar membranas en el plano perpendicular a la retina, 23 G, sólo un Terminal



V-209-23

Изогнутые ножницы	Curved Subretinal Scissors	Tijera Curvada Subretinal
Радиус кривизны 12 мм, 23 G	Curvature Radius 12 mm, 23 G, tip only	Radio de la curvatura 12 mm, 23 G, sólo un Terminal

FORCEPS 23 G. Used with V-003T/V-001T handle | Пинцеты 23 G. Используются с ручкой V-003T/V-001T



V-301-23

Витреоретинальный пинцет	End-Gripping Vitreoretinal Forceps	Pinza de Agarre de Membrana inmadura
Прямой, 23 G, для захвата незрелых мембран	Tip only, for immature membrane gripping, 23 G	23 G, sólo un Terminal



V-3032

Витреоретинальный пинцет	Vitreoretinal Gripping Forceps	Pinza de Agarre Angulada
Изогнутый под углом, 23 G, для обнажения и пилинга мембран. Используется с портом 20 G	Angled, for peeling and stripping, 23 G, tip only. Used with 20 G port	23 G, para exfoliación de membranas, sólo un Terminal. Para usar con el trocar de 20 G



V-325-23

Витреоретинальный пинцет PICK	PICK Vitreoretinal Forceps	Pinza PICK
23 G, для захвата тонких мембран	Tip only, for grabbing thin membranes stuck to a retina surface, 23 G	23 G, sólo un Terminal, para agarrar membranas finas adheridas a la superficie retiniana, sólo un Terminal



V-304-23

Витреоретинальный пинцет типа «крокодил»	Vitreoretinal Gripping Forceps	Pinza de Agarre con sierra
Бранши с насечками, 23 G	Serrated jaws, 23 G, tip only	23 G, sólo el Terminal

CILITA

FORCEPS 23 G. Used with V-003T/V-001T handle |
Пинцеты 23 G. Используются с ручкой V-003T/V-001T

Пинцет с ногтеобразной рабочей частью	**Vitreoretinal ILM «Nail» End Gripping Forceps**	**Pinza de Agarre ILM «Nail»**
С концевым захватом, 23 G	23 G, Tip only	23 G, sólo un Terminal



V-402-23

Пинцет по Эккарду	**Eckardt End-Gripping Forceps**	**Pinza ILM Eckardt**
С концевым захватом, 23 G	23 G, Tip only	23 G, sólo un Terminal



V-410-23

Асимметричный пинцет для ВПМ	**Tano Asymmetric End-Gripping Forceps**	**Pinza de Agarre Asimétrica Tano**
Прямой, с концевым захватом по Тано, 23 G	23 G, Tip only	23 G, sólo un Terminal




V-411-23

Пинцет для макулы по Танака	**Tanaka Maculorhexis Forceps**	**Pinza Tanaka para Maculorexis**
23 G	23 G, Tip only	23 G, sólo un Terminal



V-414

Пинцет для удаления инородных тел	**Intraocular Foreign Body Removal Forceps**	**Pinza para Cuerpo extraño**
С тремя браншами 23 G	Basket type, 23 G, Tip only	23 G, con 3 brazos de agarrre, sólo un Terminal



V-321-23

SCISSORS 25 G. Used with V-003T/V-001T handle | Ножницы 25 G. Используются с ручкой V-003T/V-001T



V-2029

Вертикальные ножницы	Vertical Vitreoretinal Scissors	Tijera Vertical
Лезвия изогнуты под углом 45°, 25 G	45 Degree, 25 G, tip only	25 G, sólo un Terminal



V-2099

Изогнутые ножницы	Curved Vitreoretinal Scissors	Tijera Curva
Лезвия изогнуты по радиусу, 25 G	25 G, tip only	25 G, sólo un Terminal

FORCEPS 25 G. Used with V-003T/V-001T handle | Пинцеты 25 G. Используются с ручкой V-003T/V-001T



V-3019

Пинцет прямой	Vitreoretinal Forceps	Pinza de Agarre de Membrana inmadura
С концевым захватом, покрытый карбидом вольфрама, для захвата незрелых мембран, 25 G	For Immature Membrane Gripping, Straight, TC-covered Jaws, 25 G, tip only	Recta, hojas cubiertas con carburo de tungsteno, 25 G, sólo un Terminal



V-304-25

Витреоретинальный пинцет типа «крокодил»	Vitreoretinal Gripping Forceps	Pinza de Agarre con sierra
Бранши с насечками, 25 G	Serrated jaws, 25 G, tip only	25 G, sólo el Terminal



V-3259

Витреоретинальный пинцет PICK	PICK Vitreoretinal Forceps	Pinza PICK
25 G	25 G, tip only	25 G, sólo un Terminal



V-411-25

Асимметричный пинцет для ВПМ прямой	Tano Asymmetric End-Gripping Forceps	Pinza de Agarre Asimétrica Tano
С концевым захватом по Тано, 25 G	25 G, tip only	25 G, sólo un Terminal



V-4089

Пинцет для ВПМ по Эккарду	Eckardt Vitreoretinal ILM Forceps	Pinza ILM Eckardt
25 G	25 G, tip only	25 G, sólo un Terminal



V-415

Пинцет для ВПМ (ILM) по Каваи	Kawai ILM Forceps	Pinza Kawai ILM
25 G, используется с портом 23 G	25 G, tip only. Used with 23 G port	25 G, sólo un Terminal. Para usar con el trocar de 23 G

FORCEPS 27 G. Used with V-003T/V-001T handle |
Пинцеты 27 G. Используются с ручкой V-003T/V-001T

CILITA

Пинцет по Эккарду	**Eckardt End-Gripping Forceps**	**Pinza ILM Eckardt**
С концевым захватом, 27 G	27 G, tip only	27 G, sólo un Terminal



V-410-27

SPATULAS | шпатели

MEMBRANE INSTRUMENTS | мембранные инструменты



Мембранный шпатель	**Membrane Spatula**	**Espátula para la Membrana**
Длина кончика 2,5 мм, общая длина 134 мм	2.50 mm Long Tip, Overall Length 134 mm	2.5 mm, Longitud total 134 mm



I-084

Мембранный шпатель-нож	**Membrane Knife Spatula**	**Espátula-Cuchilla para la Membrana**
Общая длина 132 мм	Overall Length 132 mm	Longitud total 132 mm



I-090

Мембранный скребок	**Membrane Scratcher**	**Rascador de Membrana**
20 G	20 G	20 G



I-092

Деликатный мембранный пик, изогнутый под углом 120°, короткий кончик	**Delicate Membrane Pick, Angled at 120°, Short**	**Pick delicado para membranas, angulado en 120°, Corto**
20 G, сужение до 0,3 мм	20 G tapers to 0.3 mm	20 G, se afina en 0.3 mm
23 G, сужение до 0,2 мм	23 G tapers to 0.2 mm	23 G, se afina en 0.2 mm



I-099

I-099-23

Ретинальный мембранный пик, длина 130 мм	**Retinal Membrane Pick, Length 130 mm**	**Pick delicado para membranas, Longitud total 130 mm**
23 G	23 G	23 G
25 G	25 G	25 G



I-097-23

I-0979

CILITA

SPATULAS | шпатели

IRIS SPATULAS | шпатели для радужной оболочки и ядра





	Шпатель по Барракеру, изогнутый, круглый	Barraquer Iris Spatula, Curved, Round	Espátula de Iris Barraquer, curvada, redonda
I-008	Диаметр 0,5 мм	Diameter 0.5 mm	D = 0.5 mm
I-009	Диаметр 0,25 мм	Diameter 0.25 mm	D = 0.25 mm






	Прямой шпатель, длина 120 мм	Straight Spatula, Length 120 mm	Espátula recta, Longitud total 120 mm
I-010	Рабочая часть 0,25x10 мм	Working part 0.25x10 mm	La parte operativa de 0.25x10 mm
I-011	Рабочая часть 0,4x15 мм	Working part 0.4x15 mm	La parte operativa de 0.4x15 mm
I-012	Рабочая часть 0,5x15 мм	Working part 0.5x15 mm	La parte operativa de 0.5x15 mm
I-013	Рабочая часть 0,8x15 мм	Working part 0.8x15 mm	La parte operativa de 0.8x15 mm
I-014	Рабочая часть 1,0x14 мм	Working part 1.0x14 mm	La parte operativa de 1.0x14 mm
I-015	Рабочая часть 1,5x12 мм	Working part 1.5x12 mm	La parte operativa de 1.5x12 mm
I-016	Рабочая часть 2,0x10 мм	Working part 2.0x10 mm	La parte operativa de 2.0x10 mm





	Изогнутый шпатель, рабочая часть 14 мм, длина 120 мм	Curved Spatula, 14 mm working part, Length 120 mm	Espátula curvada, la parte operativa 14 mm, Longitud total 120 mm
I-020	Ширина 0,25 мм	0.25 mm wide	0.25 mm de ancho
I-021	Ширина 0,4 мм	0.4 mm wide	0.4 mm de ancho





	Двойной шпатель, рабочая часть 12 мм, длина 145 мм	Double Spatula, 12 mm working part, Length 145 mm	Espátula doble, la parte operativa 12 mm, Longitud total 145 mm
I-031	Ширина 0,5 мм и 1,0 мм	0.5 mm and 1.0 mm wide	0.5 mm y 1.0 mm de ancho
I-032	Ширина 0,3 мм и 0,5 мм	0.3 mm and 0.5 mm wide	0.3 mm y 0.5 mm de ancho
I-033	Ширина 0,75 мм и 1,0 мм	0.75 mm and 1.0 mm wide	0.75 mm y 1.0 mm de ancho





Шпатель для склеропластики	Scleroplasty Spatula	Espátula para Escleroplastia	
Рабочая часть 17 мм изогнута по радиусу, общая длина 125 мм	Curved Working Part 17 mm, Overall Length 125 mm	Parte operativa curvada 17 mm, Longitud total 125 mm	I-017





Шпатель для склеропластики	Scleroplasty Spatula	Espátula para Escleroplastia	
Рабочая часть 30 мм изогнута по радиусу, общая длина 140 мм	Curved Working Part 30 mm, Overall Length 140 mm	Parte operativa curvada 30 mm, Longitud total 140 mm	I-047

CYCLODIALYSIS SPATULAS | шпатели для циклодиализа





Двойной шпатель для циклодиализа по Кастровьехо	Castroviejo Double-ended Cyclodialysis Spatula	Espátula de Ciclodiálisis doble Castroviejo	
Кончик 0,5x10 мм и 0,5x15 мм, длина 130 мм	0.5x10 mm & 0.5x15 mm Tip, Length 130 mm	0.5x10 mm y 0.5x15 mm, Longitud total 130 mm	I-050





Шпатель для циклодиализа по Кастровьехо, рабочая часть 10 мм, длина 130 мм	Castroviejo Cyclodialysis Spatula, Working part 10 mm, Length 130 mm	Espátula de Ciclodiálisis Castroviejo, La parte operativa de 10 mm, Longitud total 130 mm	
1,0 мм шириной	1.0 mm wide	1.0 mm de ancho	I-051
0,75 мм шириной	0.75 mm wide	0.75 mm de ancho	I-052





Атравматический круглый шпатель, изогнутый под углом 45°	Atraumatic Round Spatula, Angled at 45°	Espátula Redonda Atraumática, Angulada en 45˚	
Рабочая часть диам. 0,8 мм и длиной 10 мм	10 mm working tip, D = 0.8 mm	Punta de 10 mm, D = 0.8 mm	I-042
Рабочая часть диам. 0,8 мм и длиной 15 мм	15 mm working tip, D = 0.8 mm	Punta de 15 mm, D = 0.8 mm	I-0421
Рабочая часть диам. 0,4 мм (27 G) и длиной 10 мм	10 mm working tip, D = 0.4 mm (27 G)	Punta de 10 mm, D = 0.4 mm (27 G)	I-042-27

CILITA

SPATULAS | шпатели

VARIOUS SPATULAS | разные шпатели



I-040

Роговичный диссектор, рабочая часть 12 мм изогнута под углом 60 град., общая длина 125 мм

Corneal Dissector, 60 degree angled shaft, 12 mm angle to tip, Overall length 125 mm

Disector Corneal, vástago en ángulo de 60 grados, 12 mm de la punta hasta la curva, Longitud Total 125 mm



Прямой | Straight | Recto



I-041



Изогнутый | Curved | Curvado



I-043




Протектор роговицы по Буратто для LASIK

Buratto Flap Protector for LASIK

Protector de Colgajo para LASIK

Общая длина 125 мм | Overall Length 125 mm | Modelo Buratto, Longitud total 125 mm



I-044




Двусторонний инструмент для отделения лоскута по Катцен для LASIK

Katzen LASIK Flap Unzipper, double-ended

LASIK Espátula para Colgajo de Cornea

Общая длина 138 мм | Overall Length 138 mm | Modelo Katzen, Longitud total 138 mm



I-045




Скребок для DSAEK

DSAEK Scraper

DSAEK Espátula

Кончик изогнут под углом 90 градусов, общая длина 125 мм | Tip angled at 90 degr., Overall Length 125 mm | La punta angulada en 90°, Longitud total 125 mm



I-046



Скребок для DSAEK

DSAEK Scraper

DSAEK Espátula

Кончик изогнут под углом 45 градусов, общая длина 125 мм | Tip angled at 45 degr., Overall Length 125 mm | La punta angulada en 45°, Longitud total 125 mm



Нож-скребец для ФРК/ЛАСЭК

В виде хоккейной клюшки 3x7 мм, общая длина 130 мм

LASEK/PRK Hockey Knife

3x7 mm tip, Overall Length 130 mm

Cuchillo de «palo de hockey» para LASEK/PRK

Punta de 3x7 mm, Longitud total 130 mm



E-001



Шпатель для лоскута при операциях LASIK

Длина 130 мм

LASIK Flap Spatula

Length 130 mm

Espátula para el colgajo corneal para cirugía LASIK

Longitud total 130 mm



I-005



Шпатель и ложечка по Пэтону

Длина 145 мм

Paton Double-Ended Spatula and Spoon

Length 145 mm

Cucharilla y Espátula Patón

Longitud total 145 mm



I-110



Микрошпатель для имплантации PRL по Дементьеву

Для имплантации гаптик линзы под радужку, 12x0.6 мм, очень тонкий, кончик покрыт карбидом вольфрама, длина 120 мм

Dementiev PRL Microspatula

Designed to place the haptics of the PRL under the iris, extra fine tip 12x0.6 mm, covered with tungsten carbide; Length 120 mm

Micro-Espátula para Lentes Fáquicos Dementiev

Punta extra fina 12x0.6 mm, cubierta con carburo de tungsteno; Longitud total 120 mm



I-140



Шпатель-проводник (инжектор) для трансплантации донорского эндотелия

Общая длина 120 мм

Endothelium Glide, for corneal endothelium implantation

Overall Length 120 mm

Espátula-inyector para el transplante endotelial

Longitud total 120 mm




I-150T

CILITA

SPATULAS | шпатели

FEMTOLASIK SPATULAS | шпатели для ФемтоЛасик



I-161




Двусторонний шпатель для FemtoLASIK	Double-ended FemtoLASIK Spatula	Espátula doble para FemtoLASIK
Длина 110 мм	Length 110 mm	Longitud total 110 mm



I-162




Деликатный шпатель для LASIK	Delicate LASIK Spatula	Espátula delicada para LASIK
Рабочая часть специальной формы с выступом на кончике для более легкого поднятия лоскута, общая длина 125 мм	Specially shaped working part has a projecting nose at the end of the tip to easily lift the flap, overall length 125 mm	La punta tiene un pitón para levantar el colgajo de cornea fácilmente, Longitud total 125 mm



I-164




Шпатель для FemtoLASIK	FemtoLASIK Spatula	Espátula para FemtoLASIK
Используется для открытия и поднятия лоскута, общая длина 120 мм	Used to open and manipulate the flap, Overall length 120 mm	Para liberar el borde del colgajo corneal y manipularlo, Longitud total 120 mm



I-165




Шпатель для отделения и поднятия верхнего слоя и дна лентикулы	For intrastromal manipulations and lenticule extraction	Espátula paralas manipulaciones intraestromales y extracción del lentículo
Двусторонний, деликатный, общая длина 140 мм	Double-ended, Delicate, Overall Length 140 mm	Doble, Delicada, Longitud total 140 mm



I-166




Шпатель для FemtoLASIK	Femto LASIK Spatula	Espátula para FemtoLASIK
Используется для открытия и поднятия лоскута, общая длина 120 мм	Used to open and manipulate the flap, Overall Length 120 mm	Para liberar el borde del colgajo corneal y manipularlo, Longitud total 120 mm



Темпоральный веко-расширитель по Либерману	**Lieberman Temporal Speculum**	**Lieberman Blefaróstato Temporal**	**L-040T**
С V-образными открытыми браншами 15 мм, общая длина 80 мм	15 mm V-shaped Blades, Length 80 mm	Hojas en forma V de 15 mm, Longitud total 80 mm	



Темпоральный веко-расширитель по Либерману	**Lieberman Temporal Speculum**	**Lieberman Blefaróstato Temporal**	**L-0401T**
С V-образными запаянными браншами 15 мм, длина 80 мм	V-shaped Sealed Blades 15 mm, Length 80 mm	Valvas selladas en forma V de 15 mm, Longitud total 80 mm	



Темпоральный веко-расширитель по Либерману	**Lieberman Temporal Speculum**	**Lieberman Blefaróstato Temporal**	**L-040TL**
Для операции LASIK, бранши 15 мм изогнуты по радиусу, общая длина 80 мм	Rounded 15 mm Blades, Specially Designed for LASIK, Length 80 mm	Hojas redondeadas de 15 mm, para LASIK, Longitud total 80 mm	



Темпоральный веко-расширитель по Либерману	**Lieberman Temporal Speculum**	**Lieberman Blefaróstato Temporal**	**L-0401TL**
Запаянные бранши 15 мм изогнуты по радиусу, общая длина 80 мм	Rounded Sealed 15 mm Blades, Length 80 mm	Hojas redondeadas selladas de 15 mm, Longitud total 80 mm	




Темпоральный веко-расширитель по Либерману	**Lieberman Temporal Speculum**	**Lieberman Blefaróstato Temporal**	**L-040TK**
Прямые бранши 15 мм, общая длина 75 мм	15 mm Straight blades, Length 75 mm	Hojas rectas de 15 mm, longitud total 75 mm	

CILITA

SPECULUMS | векорасширители




L-042T	**Темпоральный векорасширитель по Либерману**	**Lieberman Temporal Speculum**	**Lieberman Blefaróstato Temporal**
	V-образные бранши 12 мм, общая длина 65 мм	12 mm V-Blades, Length 65 mm	hojas en forma V de 12 mm, Longitud total 65 mm




	Векорасширитель по Куку, сплошные опоры, винтовой скользящий замок	**Cook Eye Speculum with locking screw, Solid blades**	**Blefaróstato Cook, hojas sólidas, con tornillo**
LT-607T	Бранши 15 мм	15 mm Blades	Hojas de 15 mm
LT-608T	Бранши 10 мм	10 mm Blades	Hojas de 10 mm
LT-610T	Бранши 8 мм	8 mm Blades	Hojas de 8 mm




	Векорасширитель по Куку, проволочные опоры, винтовой скользящий замок	**Cook Eye Speculum with locking screw, Fenestrated blades**	**Blefaróstato Cook, con tornillo, hojas fenestradas**
LT-611T	Бранши 8 мм	8 mm Blades	Hojas de 8 mm
LT-617T	Бранши 15 мм	15 mm Blades	Hojas de 15 mm
LT-618T	Бранши 10 мм	10 mm Blades	Hojas de 10 mm



	Регулируемый векорасширитель, с реечным механизмом фиксации, фенестрированные бранши 15 мм, общая длина 68 мм, титан	**Eye Speculum with Lath, Titanium, 15 mm Fenestrated Blades, Overall Length 68 mm**	**Blefaróstato con un Mallazo, Titanio, Hojas Fenestradas de 15 mm, Longitud total 68 mm**
L-010T	Изогнут под углом 40°	Angled at 40°	Angulado de 40°
L-0101T	Изогнут под углом 55°	Angled at 55°	Angulado de 55°



Регулируемый векорасширитель с реечным механизмом фиксации	**Eye Speculum with Lath**	**Blefaróstato con un Mallazo**	**L-0102S**
Фенестрированные бранши 15 мм, угол загиба 60°, длина 80 мм, сталь	15 mm Fenestrated Blades, Angled at 60°, Overall Length 80 mm, Stainless steel	Hojas fenestradas de 15 mm, Angulado de 60°, Longitud total 80 mm, Acero inoxidable	



Регулируемый векорасширитель с реечным механизмом фиксации	**Eye Speculum with Lath**	**Blefaróstato con un Mallazo**	**L-0103T**
Закрытые прямоугольные проволочные бранши 15 мм, угол загиба 30°, длина 85 мм, титан	Wire Sealed Rectangular Blades 15 mm long, Angled at 30°, Overall length 85 mm, Titanium	Hojas de alambre selladas de 15mm, Angulado de 30°, Longitud total 85 mm, Titanio	




Регулируемый векорасширитель с реечным механизмом фиксации	**Eye Speculum with Lath**	**Blefaróstato con un Mallazo**	
Угол загиба 60°, тонкие фенестрированные бранши 12 мм, общая длина 70 мм, титан	12 mm Fine Fenestrated Blades, Angled at 60°, Overall Length 70 mm, Titanium	Hojas finas fenestradas de 12 mm, Angulado de 60°, Longitud total 70 mm, Titanio	**L-0104T**
Угол загиба 60°, тонкие фенестрированные бранши 11 мм, общая длина 70 мм, титан	11 mm Fine Fenestrated Blades, Angled at 60°, Overall Length 70 mm, Titanium	Hojas finas fenestradas de 11 mm, Angulado de 60°, Longitud total 70 mm, Titanio	**L-0105T**

	Векорасширитель по Кастровьехо, фенестрированные бранши 15 мм, винтовой замок, общая длина 80 мм	Castroviejo Speculum, 15 mm fenestrated blades, locking screw, Overall length 80 mm	Blefaróstato Castroviejo, hojas fenestradas de 15 mm, con tornillo, Longitud total 80 mm



L-020T Изогнут под углом 35° | Angled at 35° | Angulado de 35°



L-0201T Изогнут под углом 55˚ | Angled at 55˚ | Angulado de 55˚



LT-534T

Темпоральный векорасширитель


Со сплошными браншами 15 мм, общая длина 80 мм

Temporal Speculum

Solid blades 15 mm, Length 80 mm

Blefaróstato Temporal

Hojas sólidas de 15 mm, Longitud total 80 mm



L-050T

Темпоральный векорасширитель

Бранши шириной 15 мм, плавающие проволочные опоры в виде утиного клюва длиной 40 мм, винтовой замок, общая длина 80 мм

Temporal Speculum


Blades 15 mm wide, rotating wire loops in shape of a duck bill 40 mm long, Screw lock, Overall Length 80 mm

Blefaróstato temporal

Hojas 15 mm de ancho, lazos de alambre en forma de pico de pato de 40 mm, con tornillo, longitud total 80 mm



Назальный векорасширитель по Либерману	**Lieberman Nasal Speculum**	**Lieberman Blefaróstato Nasal**	**L-0411T**
V-образные бранши 15 мм, общая длина 75 мм	15 mm V- Blades, Length 75 mm	Hojas en forma V de 15 mm, Longitud total 75 mm	




Назальный векорасширитель по Либерману	**Lieberman Nasal Speculum**	**Lieberman Blefaróstato Nasal**	**L-0411TK**
Прямые бранши 15 мм, общая длина 75 мм	15 mm Flattened Straight Blades, Length 75 mm	Hojas rectas de 15 mm, Longitud total 75 mm	




Назальный векорасширитель по Либерману	**Lieberman Nasal Speculum**	**Lieberman Blefaróstato Nasal**	**L-0411TL**
Для операции LASIK, бранши 15 мм изогнуты по радиусу, общая длина 72 мм	Rounded 15 mm Blades, Specially Designed For LASIK, Length 72 mm	Hojas redondeadas de 15 mm, para LASIK, Longitud total 72 mm	




Назальный векорасширитель по Либерману	**Lieberman Nasal Speculum**	**Lieberman Blefaróstato Nasal**	**L-043T**
V-образные бранши 12 мм, общая длина 65 мм	12 mm V-Blades, Length 65 mm	Hojas en forma V de 12 mm, longitud total 65 mm	



	Проволочный векорасширитель по Барракеру	Barraquer Wire Speculum	Blefaróstato Barraquer
L-022S	Бранши 14 мм, для взрослых, длина 45 мм	Adult Size, 14 mm Blades, Length 45 mm	De alambre, adulto, hojas 14 mm, Longitud total 45 mm
L-023S	Бранши 11 мм, для детей, длина 40 мм	Child Size, 11 mm Blades, Length 40 mm	De alambre, para niños, hojas 11 mm, Longitud total 40 mm
L-0244S	Для новорожденных, бранши 4 мм.	Newborn Size, 4 mm Blades	De alambre, neonatal, hojas 4 mm



L-0221S	Проволочный векорасширитель по Барракеру	Barraquer Speculum With Solid Blades	Blefaróstato Barraquer
	Сплошные бранши 14 мм, для взрослых, общая длина 40 мм	Adult Size, 14 mm Blades, Length 40 mm	De alambre, adulto, hojas sólidas 14 mm, Longitud Total 40 mm
L-0222S	Проволочный векорасширитель для детей	Wire Speculum With Solid Blades	Blefaróstato de alambre
	Со сплошными браншами 8 мм, общая длина 35 мм	Child Size, 8 mm Blades, Length 35mm	Para niños, valvas sólidas 8 mm, Longitud Total 35mm
L-0223S	Проволочный векорасширитель для новорожденных	Wire Speculum With Solid Blades	Blefaróstato de alambre, neonatal
	Со сплошными браншами 4 мм, общая длина 35 мм	Newborn Size, 4 mm Blades, Length 35 mm	Valvas sólidas 4 mm, Longitud Total 35 mm



Проволочный векорасширитель по Барракеру	**Barraquer Wire Speculum, Open Blades**	**Blefaróstato Barraquer**	
С открытыми браншами, длина 45 мм, для взрослых, бранши 16 мм	Adult Size, Length 45 mm, 16 mm Blades	De alambre, adulto; hojas abiertas, Longitud total 45 mm, Hojas 16 mm	**L-025S**
С открытыми браншами, длина 40 мм, для детей, бранши 13 мм	Child Size, Length 40 mm, 13 mm Blades	De alambre, para niños, hojas abiertas, Longitud total 40 mm Hojas 13 mm	**L-026S**




Векорасширитель по Зауэру	**Sauer Lid Speculum**	**Blefaróstato Sauer**	
Для детей, бранши 8 мм, длина 35 мм	Child Size, 8 mm Blades, Length 35 mm	Para niños, hojas de 8 mm, Longitud total 35 mm	**L-030**
Для новорожденных, бранши 5 мм, длина 26 мм	Newborn, 5 mm Blades, Length 26 mm	Neonatal, hojas de 5 mm, Longitud total 26 mm	**L-031**
Для недоношенных, бранши 4 мм, длина 20 мм	Premature, 4 mm Blades, Length 20 mm	Para prematuros, hojas de 4 mm, Longitud total 20 mm	**L-032**


CILITA

SPECULUMS | векорасширители

UNIVERSAL SPECULUMS | универсальные векорасширители




LT-533T	**Универсальный векорасширитель по Фриману**	**Freeman Universal Speculum**	**Freeman Blefaróstato Universal**
	Сплошные бранши 15 мм, общая длина 83 мм	Solid blades 15 mm, overall length 83 mm	Hojas sólidas de 15 mm, Longitud total 83 mm



LT-604T	**Универсальный векорасширитель**	**Universal Eye Speculum**	**Blefaróstato Universal**
	Сплошные бранши 12 мм, общая длина 84 мм	12 mm Solid Blades, Overall length 84 mm	Hojas sólidas de 12 mm, Longitud total 84 mm

STORAGE AND TRANSPORTATION TRAYS | контейнеры для хранения и транспортировки





	Лоток пластиковый для хранения и транспортировки инструментов, автоклавируемый	**Plastic Tray for storage and transportation of instruments, autoclavable**	**Caja plástica para almacenar y transportar los instrumentos, autoclavable**
M-401	размер 254x152x19 мм	254x152x19 mm / 10x6x0.7 inches	254x152x19mm / 10x6x0.7 pulgadas
M-402	размер 152x79x17 мм	52x79x17 mm / 6x3x0.7 inches	152x79x17 mm / 6x3x0.7 pulgadas

After each use, instruments should undergo a cycle consisting of disinfection, pre-sterilization cleaning and sterilization.

I. **Disinfection.** Immediately after use the instrument should be placed in disinfectant solution permitted for use in the medical facility. Disinfectant concentration, solution temperature and exposure time should comply with the requirements of the instruction manual to the disinfectant. We strongly advise avoiding chlorine-containing solutions and hydrogen peroxide because the use of these chemical agents will result in rapid wear of the instruments. The instruments should then be rinsed in cold water for 30 seconds.

II. **Pre-sterilization cleaning** is performed using synthetic detergents in the following sequence:

1. Soaking in a hospital-grade cleaner at a temperature of 30-40 °C (86-104 °F) for 15 minutes keeping the instruments fully submerged;
2. Cleaning of the instruments with a soft brush or cotton wads. Please pay special attention to joints, teeth and serrations of the instrument. Do not use metal brushes, steel wool, metallic sponges or abrasive powders – they can seriously damage the surface of instruments. Nylon (polyamide) brushes may be advised for that purpose;
3. Rinsing in running water for 2-3 minutes;
4. Rinsing in distilled water for 30 seconds;
5. Drying with hot air at a temperature of 85-90 °C (185-194 °F) until all moisture evaporates.

Ultrasonic cleaning may also be used with the exception for microsurgical knives with diamond and sapphire blades. Please consider these general recommendations:

– Follow instructions supplied by the manufacturer of your ultrasonic cleaner and use cleaning solutions recommended for stainless steel and titanium alloys;
– Use demineralized or distilled water preheated to 65 ºC (149 °F);
– Instruments should be fully submerged in the cleaning solution but should not be in contact with each other;
– After cleaning the instruments, rinse them thoroughly with demineralized or distilled water;
– Dry instruments with a hot air blower or a lint-free cloth.

III. **Sterilization of Instruments.** *Sterilizing is not cleaning!* Before sterilization, instruments should be placed in a sterilizing container. Microsurgical instruments can be sterilized with any conventionally accepted method, such as:

– Steam autoclaving. Instruments are processed with saturated steam under excess pressure of 0.14 MPa at a temperature of 126 °C (258.8 °F) for 10 minutes;
– Dry heat sterilization (*not recommended for sterilization of microsurgical knives with diamond and sapphire blades!*). Instruments are processed with dry hot air at a temperature of 180 °C (356 °F) for 45 minutes;
– Gas sterilization (ethylene oxide);
– Chemical or cold disinfectant sterilization.

The recommended sterilization cycles are suitable for CILITA instruments only and may not be appropriate for sterilization of other medical devices. Regardless of sterilization method, please always follow the instructions supplied by the manufacturer of the sterilizer.

Special care instructions for microsurgical knives with diamond and sapphire blades

While transporting, storing, cleaning, and sterilizing, the diamond blade of the knife should be retracted into the handle.

I. The knife is **disinfected** by soaking it in 1% solution of sodium benzoate at 22 ºC (71.6 ºF) for 60 minutes. Then the knife is thoroughly rinsed with running water for 30 seconds.

II. **Pre-sterilization cleaning** is performed using synthetic detergents in the sequence described above.
The knives must never be cleaned in ultrasonic baths!

III. The knives are **sterilized** with saturated steam in an autoclave under the pressure of 0.2 MPa at a temperature of 132 °C (269.6°F) for 20 minutes. The knife should be placed in a sterilization tray to prevent any self-movement of the instrument.
Do not heat the knives above 140 ºC (284 °F)!

CILITA РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ

После каждого использования инструмент должен быть подвергнут дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

I. **Дезинфекция.** Сразу после использования инструмент необходимо поместить в дезинфицирующий раствор, разрешенный к применению в ЛПУ. Концентрация дезинфицирующего средства, температура раствора и время экспозиции должны соответствовать прилагаемой к дезинфектанту инструкции. Не рекомендуется использовать средства на основе хлора и перекиси водорода, так как данные вещества ускоряют износ инструментов. Затем следует промывание проточной водой в течение 0,5 мин.

II. **Предстерилизационная очистка** осуществляется в растворах синтетических моющих средств типа «Биолот» в следующей последовательности:

1. замачивание в моющем растворе при температуре (30-40 °С) в течение 15 мин. при полном погружении инструментов;
2. промывание в моющем растворе мягкой щеткой или ватным тампоном. Следует обращать особое внимание на места соединений и зубцы изделия. Не рекомендуется использовать металлические щетки, мочалки, губки и абразивные порошки во избежание повреждения поверхности инструментов. Для мытья пригодны нейлоновые (полиамидные) щетки;
3. промывание под проточной водой в течение 2-3 мин;
4. промывание дистиллированной водой в течение 0,5 мин;
5. просушивание горячим воздухом при температуре 85-90 °С до полного исчезновения влаги.

Допускается мойка в ультразвуковой моющей машине (кроме алмазных и сапфировых скальпелей!). При этом следует соблюдать следующие рекомендации:

– руководствоваться инструкциями производителя ультразвукового очистителя и использовать моющие растворы, рекомендованные для нержавеющей стали и титанового сплава;
– использовать деминерализованную или дистиллированную воду, подогретую до 65 ºС;
– погружать инструменты в моющий раствор полностью, исключая их соприкосновение друг с другом;
– после очистки инструментов тщательно промывать их дистиллированной или деминерализованной водой;
– высушивать инструменты тканью без ворса или при помощи вентиляторного воздухонагревателя.

III. **Стерилизация инструмента.** *Стерилизация не является очисткой!*
Перед стерилизацией инструменты должны быть помещены в контейнер для стерилизации.

Для стерилизации микрохирургических инструментов может быть использован любой традиционно применяемый способ (согласно МУ-287-113 от 30.12.1998):

– паровой метод стерилизации. Инструменты обрабатываются насыщенным водяным паром под избыточным давлением 0,14 МПа при температуре 126 °С в течение 10 мин;
– воздушный метод стерилизации (*не рекомендуется использовать для стерилизации алмазных и сапфировых скальпелей!*). Инструменты обрабатываются сухим горячим воздухом при температуре 180 °С в течение 45 мин;
– стерилизация газовым методом (оксид этилена);
– стерилизация химическим методом или методом холодной дезинфекции;
– рекомендуемые циклы применимы только к инструментам CILITA® и могут не подходить для стерилизации других медицинских изделий;
– независимо от метода стерилизации необходимо следовать инструкциям, предоставленным производителем стерилизатора.

Инструкция по уходу за алмазными и сапфировыми скальпелями

При хранении, транспортировании, предстерилизационной обработке и стерилизации лезвие скальпеля должно быть переведено в нерабочее положение.

I. **Дезинфекция** проводится путем погружения скальпеля в 1% раствор бензоната натрия при 22 °С в течение 60 мин. Затем инструмент следует промыть проточной водой в течение 0,5 мин.

II. **Предстерилизационная очистка** осуществляется в растворах синтетических моющих средств типа «Биолот» в указанной выше последовательности.
Не допускается использовать ультразвуковой метод очистки!

III. **Стерилизация** скальпелей проводится паровым методом в автоклаве при давлении пара 0,2 МПа и температуре 132 °С в течение 20 мин. Методы и режимы стерилизации должны соответствовать установленным нормативным требованиям. Перед проведением стерилизации скальпель следует поместить в контейнер для стерилизации, исключающий самопроизвольное перемещение инструмента.
Не допускается нагревать скальпель выше 140 °С!

CILITA

ИНСТРУМЕНТЫ, ДОСТОЙНЫЕ РУК ПРОФЕССИОНАЛОВ
EXCELLENT INSTRUMENTS FOR PROFESSIONAL HANDS

2021

Официальный дилер CILITA ЗАО "Модус"

МОДУС
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

620100, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 128
e-mail: zaomodus@ya.ru +7 (343) 317-47-20
www.zaomodus.ru +7 (343) 317-47-21
www.tianoks.ru +7 (343) 317-47-22